

# MICRO-TOUCH® Sterile


Performance - Reihe

## Überagender Tragekomfort und Griffsicherheit, wenn Sterilität erforderlich ist

Die Handschuhe der MICRO-TOUCH®-Reihe wurden für Krankenhauspersonal, Rettungssanitäter, Gesundheitspfleger und private Arztpraxen konzipiert und entwickelt, die Untersuchungshandschuhe für den Schutz vor Risiken benötigen, mit denen sie in vielfältigen Aufgabenbereichen täglich konfrontiert sind. MICRO-TOUCH®-Handschuhe bieten einen Handschutz, der den Träger in seinem Vertrauen bestärkt, seine beruflichen Aufgaben mit der nötigen Sorgenfreiheit verrichten zu können.

### Empfohlen für

- Sterile Verfahren außerhalb des OPs
- Standarduntersuchungen mit moderaten Risiken
- An-/Ausziehen mit feuchten Händen



## MICRO-TOUCH® Täglicher Schutz in allen Bereichen

Die MICRO-TOUCH®-Untersuchungshandschuhe der Premium-Klasse sind auf wissenschaftlicher Basis konzipiert und erfüllen alle medizinischen Anforderungen. Anspruchsvolle Merkmale sind beispielsweise ergonomische Technologien von Ansell, die den Tragekomfort bei langwierigen Eingriffen gewährleisten, ein innovativer Nassgriff, der eine sichere Instrumentenführung ohne gefährliche Fehler verhindert, und ein extrem dünner Beschichtungsfilm für eine maximale Tastsensibilität. Pflegepersonal, das optimal vorbereitet und durch die vielseitigen MICRO-TOUCH®-Ausführungen komfortabel geschützt ist, kann sich sorgenfrei auf die wichtigsten Aspekte seiner Arbeit konzentrieren: Gesundheit und Schutz der Patienten und der eigenen Person.

# MICRO-TOUCH® Sterile

Performance-Reihe

## PRODUKTINFORMATIONEN

Material	Naturgummilatex	Nicht aus Naturkautschuklatex	Nein
Farbe	Weiß	Länge der Manschette	Standard
Puder Inhalt	Pudermfrei	Externe Handschuhoberfläche	Vollständig texturiert
Freiheit von Löchern (Inspektionsstufe I)	1.5 AQL	Dicke der Handfläche (mm / mil)	0.15 / 5.9
Fingerdicke (mm / mil)	0.17 / 6.7	Verfügbare Größen	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8-9)
Getestet Zur Verwendung mit Chemotherapeutika	Nein	Steril	Ja
Antistatisch	Nicht getestet	Gesamtlänge (mm / Zoll)	245 / 9.6
Produkt Segmentation	Performance-Reihe		

## BESTELLINFORMATIONEN

Größe	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)
Bestellnummer	553342	553343	553344

## VERPACKUNG UND LAGERUNG

Verpackung	1 Paar/Papierbeutel 50 Paar/Schachtel 4 Schachteln/Karton/Umkarton
Haltbarkeit	5 Years
Aufbewahrung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. An einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten

## NORMEN UND ZERTIFIKATE

CE 2797, EN 455 1-4, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10:2004

## Chemische Vulkanisierbeschleuniger

Zinkdiethyldithiocarbamat (ZDEC)	Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC)
----------------------------------	----------------------------------

Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

Wenden Sie sich für Bestellungen oder weitere Informationen bitte an Ihren Ansell-Ansprechpartner.

**Nordamerika**  
 Tel. (USA): +1 800 952 9916  
 Tel. (KANADA): +1-844-494-7854  
 E-Mail: insidesalesus@ansell.com

**Lateinamerika und Karibik**  
 Tel.: +52 (442) 296 20 50  
 E-Mail: cslac@ansell.com  
 Tel. (Brasilien): +55-11-3356-3100  
 E-Mail: luvas.medicas@ansell.com

**Europa, Naher Osten und Afrika**  
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
 E-Mail: info@ansell.eu

**Asiatisch-Pazifischer Raum**  
 Tel.: +603 8310 6688  
 E-Mail: apac.medical@ansell.com

**Australien und Neuseeland**  
 Tel.: +61 3 9270 7270  
 E-Mail: protection@ap.ansell.com

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente und inner-/außerhalb der USA angemeldete Patente: www.ansell.com/patentmarking.  
 © 2022 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.