



**FLÄCHEN
DESINFEKTION**



Meliseptol® pure

SCHNELL, GEBRAUCHSFERTIG, ALKOHOLISCH

KS **Medizintechnik** seit 1921

Telefon: 0800 - 10 10 871

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de

Meliseptol® pure

SCHNELLES, GEBRAUCHSFERTIGES, ALKOHLISCHES FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL

EIGENSCHAFTEN

- Äußerst effizient und schnell wirksam
- Sehr gut geeignet für glänzend metallische Oberflächen
- Ohne mikrobizide Zusätze (wie z.B. Aldehyde, QAV)
- Farbstoff- & Parfümfrei
- Für Lebensmittelbereich geeignet
- DGHM- /VAH- gelistet und in der IHO-Viruzidie-Liste
- Haltbarkeit nach Anbruch 12 Monate



INDIKATION

Meliseptol® (New Formula) pure ist ein hochwirksames Flächendesinfektionsmittel auf der Basis einer mittleren Alkoholkonzentration für nichtinvasive medizinische Geräte, z.B. Untersuchungsstühle, Krankenhausbetten, Theaterausrüstung und andere Arten von Oberflächen. Es eignet sich besonders für glänzend metallische und schwer zugängliche Oberflächen. Meliseptol® (New Formula) pure ist aldehyd- und QAV-frei und enthält nur Ethanol als antimikrobiellen Wirkstoff.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

Oberfläche vollständig mit Meliseptol® (New Formula) pure benetzen und mit einem Tuch verreiben. Einwirkzeiten beachten.

Physikalisch-chemische Daten

Aussehen klare, farblose Flüssigkeit
pH-Wert ca. 7
Dichte 20 °C, g/cm³ ca. 0,83 g/ml
Flammpunkt (DIN 51 755) +23 °C

Meliseptol® (New Formula) pure

Inhaltsstoffe: 100 g Lösung enthalten: Ethanol
44,0 g, Hilfsstoffe < 5 % Tenside, gereinigtes Wasser
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648 / 2004: < 5 % nicht-ionische Tenside
Angaben gemäss Gefahrstoffverordnung:
Entzündlich. Nicht in offene Flamme sprühen!
Behälter dicht geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Die Berufsgenossenschaft schreibt beim Umgang mit nicht für die Haut bestimmten Desinfektionsmitteln das Tragen von Schutzhandschuhen vor.

Einsatzgebiet/Wirksamkeit	Test Norm	Einwirkzeit
Bactericidal/ Levurocical	EN 13697 EN 13727 EN 13624	1 Min.
Mycobactericidal Tuberculocidal	EN 14348	1 Min. 1 Min.
Viren (behüllt) (inkl. HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus, BVDV)	DVV/ RKI	30 Sek.
Viren (nicht behüllt) ■ Rotavirus ■ Adenovirus ■ Norovirus (MNV)	EN 14476 EN 14476 EN 14476	30 Sek. 30 Sek. 30 Sek.

KOMPATIBEL MIT B. BRAUN WIPES DESINFEKTIONSTUCHSPENDER

Meliseptol® (New Formula) pure kann als gebrauchsfertige Lösung mit dem B. Braun Wipes Desinfektionstuchspender verwendet werden. Die Lösung kann bis zu 4 Wochen im Spendersystem verbleiben.



Parfümfrei

ARTIKEL ART.-NR.	ART.-NR
250 ml Sprühflasche	180397
1000 ml Sprühflasche	180398
1000 ml Flasche	19927
5 l Kanister	19958

B. Braun Austria GmbH | 2344 Maria Enzersdorf | Otto Braun-Straße 3-5
Tel. +43 2236 46541-0 | Fax +43 2236 46541-177 |
bbraun.austria@bbraun.com | www.bbraun.at | www.facebook.com/bbraun