




**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss

Für das intra- und postoperative Überleiten von Spüllösungen aus Behältnissen mit Care-Lock®-Anschluss

Fester Halt des Überleitgerätes durch die patentierte Schraubverbindung Care-Lock®

Anwenderfreundlich durch eine große Vielfalt an indikationsbezogenen Ausführungen

Gute Durchflussrate

KS **Medizintechnik**
seit 1921

Karthäuser Straße 21
34587 Felsberg

Kostenlose Servicehotline
Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->

Überleitgeräte

mit Care-Lock®-Anschluss



Alle Überleitgeräte garantieren als sterile oder doppelt sterile Einmalartikel Sicherheit in der Anwendung für den Arzt und den Patienten. Die Geräte sind als Einfach- oder als Zwilling-Überleitsystem erhältlich.

Einfach-Überleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	Y-Stück, Sil.	RV	UK / Paraschl.	LL-pos.	Abl. Schl.	Länge
Einzel steril												
Überleitgerät 1 CL	30x1	Karton	2881001	00891418	✓	✓			✓			1,80 m
Überleitgerät 2 CL	20x1	Karton	2881081	00891447	✓	✓				✓	0,70 m	2,30 m
Überleitgerät 4 CL	20x1	Karton	2881041	00891430	✓	✓	✓		✓			2,05 m
Überleitgerät 5 CL	30x1	Karton	2881021	00891424	✓	✓		✓	✓			1,80 m
Doppelt steril												
Überleitgerät 1 CL/X	15x1	Karton	2877701	00891393	✓	✓			✓			3,30 m
Überleitgerät 2 CL/X	15x1	Karton	2877501	00891364	✓	✓				✓		3,30 m

Zwillingsüberleitgeräte mit Care-Lock®-Anschluss

Artikel	Stk. pro VE*	VE*	Art.-Nr.	PZN	TK	RK	RR-K	TK	RK	RV	UK / Paraschl.	LL-pos.	Länge	
													Schenkel	Gesamt
Einzel steril														
Zwillingsüberleitgerät 1 CL	15x1	Karton	2881101	00891453			✓	✓	✓		✓		0,27 m	2,00 m
Zwillingsüberleitgerät 2 CL	15x1	Karton	2881201	00891476		✓				✓	✓		0,50 m	2,80 m
Zwillingsüberleitgerät 2a CL	15x1	Karton	2890111	08620707	✓	✓					✓		0,80 m	2,15 m
Zwillingsüberleitgerät 3 CL	15x1	Karton	2881301	00891482			✓	✓	✓	✓	✓		0,50 m	2,05 m
Zwillingsüberleitgerät 4 CL	15x1	Karton	2881131	08620713		✓				✓		✓	0,80 m	3,20 m
Doppelt steril														
Zwillingsüberleitgerät 1 CL/X	10x1	Karton	2877601	00891370		✓				✓	✓		0,80 m	3,30 m
Zwillingsüberleitgerät 2 CL/X	10x1	Karton	2877621	00891387		✓						✓	0,80 m	3,20 m
Zwillingsüberleitgerät 3 CL/X	10x1	Karton	2877651	08530795		✓		✓			✓		0,80 m	3,25 m

CL = Care-Lock®, CL/X = Care-Lock® doppelt steril, Abl.Schl. = Ablaufschlauch, TK = Tropfkammer, RK = Rollenklemme, Y-Stück, Sil. = Y-Stück mit Silikonansatz
 RV = Rückschlagventil, UK / Paraschl. = Urologenkonus / Paraschlauch, LL-pos. = Luer-Lock positiv, RR-K = Ritsch-Ratsch-Klemme

*Verpackungseinheit

7302171/4 (01.21/PC)