

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen: 205 x 67 cm
 Gewicht: ±81 kg
 Höhenverstellung: 50 - 100 cm elektrisch
 52 - 99 cm hydraulisch
 Traglast: Max. 200 kg
 Netzspannung: 230 VAC, 50/60 Hz
 120 VAC, 60 Hz
 100 VAC, 50/60 Hz
 Leistungsaufnahme: max. 2,0 A
 Isolationsklasse: Klasse II
 Geräteklassifikation: I
 Anwendungsteile: Typ BF
 Feuchtigkeitsschutz: IP21

Motorleistung: 6 kN
 Motornutzung: max. 2 Minuten an/
 18 Minuten aus
 Hydraulikpumpe: 10 kN
 Rahmenmaterial: Stahlrahmen
 Rahmenverarbeitung: Pulverbeschichtet,
 weiß RAL 9016
 Konformität: IEC/EN 60601-1
 IEC/EN 60601-1-2
 EG-Richtlinien 2017/745 (MDR)
 2012/19/EC
 2011/65/EU
 Garantie: Tisch 3 Jahre,
 Classique-Polsterung 1 Jahr



KISSENPOLSTERUNG

Classique: PVC, phthalatfrei, biokompatibel,
 abriebfest und
 flammhemmend.

KISSENBEZÜGE

Linear: Einfach gepolstert, 40 kg/m³

OPTIONEN

Räder
 Sicherheitsschalter für Fuß- oder Handsteuerung

Ergomax-Gesichtsöffnung

ABMESSUNGEN / FUNKTIONALITÄT

