

08/16[®]



KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

HAEBERLE



08/16®

Das praxisbewährte Vielzweckwagensystem.

08/16® ist unsere praktische weiße Vielzweckwagen-Serie mit farbigen Akzenten für unendlich viele Einsatzbereiche. Ein besonderes Merkmal der vielseitigen Wagen ist ihr stabiles Fahrgestell mit kunststoffbeschichteten Vierkantstahlrohrbügeln in Weiß. Sie verfügen über pflegeleichte Platten sowie Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus. In der Summe ein schlüssiges, ausgereiftes System.

So vielfältig wie die Kombinationsmöglichkeiten und das Zubehör für individuelle Ausstattungswünsche sind auch die Anwendungen. Vom einfachen Gerätewagen bis zum individuell ausgestatteten Funktionswagen ist 08/16® für fast alles zu haben.

Sie sind auf der Suche nach dem exakt passenden Wagen? Auf den nachfolgenden Seiten zeigen wir Ihnen eine Reihe besonders beliebter Konfigurationen für unseren 08/16®. Nicht mehr und nicht weniger. Tatsächlich ist jeder 08/16® ein Unikat, das sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen zusammenstellen und ausstatten lässt. Die Basismodelle mit hochwertigen weißen Platten, Schubladen, Griffen und stabilem, weiß beschichtetem Fahrgestell. Kombinierbar in 4 Breiten, 5 Höhen und 6 Griff-Farben.



Lernen Sie 08/16® im Detail kennen.

Merkmale

- Stabiles Fahrgestell aus Vierkantstahlrohrbügeln in Weiß, kunststoffbeschichtet.
- Pflegeleichte Platten.
- Schubladen mit leichtgängiger Kugel-Teleskop-Führung und Einrastmechanismus.
- Hygiene: überwiegend geschlossene, glatte Flächen – auch seitlich – einfach zu reinigen.

Mögliche Funktion

Basiswagen | Geräteturm | Computerwagen | Steharbeitsplatz | Schrankwagen ...

Möglicher Einsatz

Arztpraxen | Kosmetikstudios | Kliniken | Rehasentren ...

Die 08/16® System-Komponenten

- Vierkantstahlrohrbügel 20x20 mm, weiß pulverbeschichtet (RAL 9010).
- Rollen: spurfreie Vollkunststoffräder (Leichtlaufrollen) aus Polyamid, graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm), gegen Aufpreis mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.
- Ablageplatten: hochwertige, fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß. Abriebfest, lichtecht und beständig gegen gängige Chemikalien.
- Ablageplatten mit oder ohne Aufkantung.
- Schubladen: allseitig lichtecht, kunststofffurniert in Weiß.
- Ergonomische Schubladengriffe, in 6 Farben wählbar.
- 4 Wagenbreiten in mm: 340/490/600/900
6 Wagenhöhen in mm: 518/703/733/803/833/1003
- Zubehör für viele Einsatzzwecke.


Hinweis

Alle Wagen-Modelle werden zerlegt geliefert, sofern nichts anderes vermerkt ist. Montierte Lieferung ist gegen Aufpreis möglich.

08/16[®]

Technische Details | Maße

Abmessungen



Außenmaße Wagen:

Breiten: 340/490/600 oder 900 mm

Tiefen: 261/450 mm

Höhen: 518/703/733/803/833/1003 mm

Innenmaße Schubladen 100 mm hoch (B x T x H):

- 08/16[®] – 300 mm breit: 242 x 384 x 77 mm
- 08/16[®] – 450 mm breit: 392 x 384 x 77 mm
- 08/16[®] – 600 mm breit: 502 x 384 x 77 mm
- 08/16[®] – 900 mm breit: 802 x 384 x 77 mm

Innenmaße Schubladen 200 mm hoch (B x T x H):

- 08/16[®] – 450 mm breit: 392 x 384 x 120 mm
- 08/16[®] – 600 mm breit: 502 x 384 x 120 mm
- 08/16[®] – 900 mm breit: 802 x 384 x 120 mm

Traglast

Maße Ablageplatten (B x T):

- Wagen 30 – 300 x 450 mm
- Wagen 45 – 450 x 450 mm
- Wagen 60 – 560 x 450 mm
- Wagen 90 – 860 x 450 mm

Gesamttraglast:

bis ca. 50 kg

Flächenbelastung Ablageplatten:

- ohne Aufkantung: bis ca. 10 kg
- mit Aufkantung: bis ca. 20 kg

Flächenbelastung Schubladen:

bis ca. 5 kg

Materialien | Farbgestaltung

Fahrgestell/Wagen	weiß beschichtetes Fahrgestell, weiß beschichtete stabile Vierkantröhrbügel
Dekorecken	Eckverbinder in Grau
Ablageplatten	fünfschichtige Platten mit Massivkanten, beidseitig mit Melaminharz beschichtet, weiß
Schubladengriff	<p>Design-Griffe aus Kunststoff, serienmäßig weiß, 6 Trendfarben:</p> <ul style="list-style-type: none">· grau (6502B nach NCS)· blau (3050-R80B nach NCS)· gelb (0050-Y nach NCS)· türkis (1050-B50G nach NCS)· weiß (RAL 9010)· schwarz (RAL 9005) <p>Andere Farbkombinationen oder kundenspezifische Farben gerne auf Anfrage.</p>
Schublade	weiß, mit furnierten Fronten
Rollen	<p>Qualitäts-Leichtlaufrollen: aus Polyamid, Graphitschwarz (RAL 9011), in 3 Größen (Ø 50 mm, Ø 75 mm, Ø 100 mm). Auf Anfrage mit Feststellern oder elektrisch leitfähig.</p>

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15871

08/16® Basiswagen	Wagen 30	
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Für kleine Geräte und enge Räume.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	703mm	803mm
Maße in mm (BxTxH)	340x450x703	340x450x803
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15871	10418
2	10410	10413
3	10411	10414
4	10412	10415
5	—	10416



Ref.-Nr. 12075

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
Höhe	703mm	733mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x703	600x450x733
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15139	12075
2	15155	12076
3	15156	12077
4	15041	17205



Ref.-Nr. 14754

08/16® Basiswagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 75mm
Höhe	803mm	833mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
Ref.-Nr. Schubladen		
1	15043	14754
2	15079	14755
3	15080	14756
4	15081	14757
5	15082	15391



Ref.-Nr. 12078

08/16® Unterfahrwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 1 Stabilisierungsstange · weiß <p>Passt optimal unter Behandlungsliegen.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	518mm	518mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x518	600x450x518
Ref.-Nr. Schubladen		
1	12095	12078
2	12096	12179
3	12097	12180

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17277

08/16® Basiswagen	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	900x450x833
Ref.-Nr. Schubladen	
1	17277
2	11008
3	11020
4	11028
5	11029



Ref.-Nr. 15894

08/16® Regalwagen	Wagen 30
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten 300 mm breit · 3 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm
Höhe	703 mm
Maße in mm (BxTxH)	340x450x703
Ref.-Nr.	15894



Ref.-Nr. 15150

08/16® Regalwagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung · 1 Stabilisierungsstange · weiß 	
Rollen	4 Rollen, Ø 50 mm	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	803 mm	833 mm
Maße in mm (BxTxH)	490x450x803	600x450x833
Ref.-Nr.	14514	15150



Ref.-Nr. 12057

08/16® Regalwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten mit Aufkantung, nur 261 mm tief · weiß <p>Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 50mm
Höhe	728mm
Maße in mm (BxTxH)	600x261x728
Ref.-Nr.	12057



Ref.-Nr. 17153

08/16® Regalwagen	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung · 3 Stabilisierungsstangen · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	833mm
Maße in mm (BxTxH)	900x450x833
Ref.-Nr.	17153

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17171

08/16® Gerätewagen

Wagen 30

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- weiß

Modell mini ideal für kleine Geräte und enge Räume.

Rollen

4 Rollen, Ø 50 mm

Höhe

Basiswagen, 803 mm

Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 346x450x981
Gerätekonsole 30: 340x250x180

Ref.-Nr.

17171



Ref.-Nr. 14434

08/16® Gerätewagen

Wagen 45

Ausstattung

- 3 Ablageplatten, oben und unten mit Aufkantung
- 1 Gerätekonsole 45, Traglast bis ca. 5 kg
- 1 Stabilisierungsstange
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm

Höhe

Regalwagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

Außenmaße einschl. Gerätekonsole: 496x450x1011
Gerätekonsole 45: 490x250x180

Ref.-Nr.

14434



Ref.-Nr. 14770

08/16® Computerwagen

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 2 Stabilisierungsstangen
- Tastaturauszug mit Antirutschmatte
- Auszug für Maus nach rechts und links ausziehbar
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Vielzweckwagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x833

Ref.-Nr.

14770



Ref.-Nr. 17120

08/16® Steharbeitsplatz/ Laptop-Wagen	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten mit Aufkantung · 1 Ablageplatte ohne Aufkantung, oben · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar	
Höhe	Vielzweckwagen, 1003 mm	
Maße in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
Ref.-Nr.	17121	17120



Ref.-Nr. 5065

08/16® Steharbeitsplatz	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten ohne Aufkantung · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 2 Stabilisierungsstangen · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert. Jederzeit mit Schubladen nachrüstbar.</p> <p>Der Wagen kann mit bis zu 7 Schubladen à 100 mm Höhe ausgestattet werden. Eine Schublade mit 200 mm Höhe ersetzt je 2 Schubladen mit 100 mm Höhe.</p> <p>100 mm hoch – Ref.-Nr. 12080 (Wagen 60) – Ref.-Nr. 15140 (Wagen 45) 200 mm hoch – Ref.-Nr. 5050 (Wagen 60) – Ref.-Nr. 15473 (Wagen 45)</p>	
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm	
Höhe	Vielzweckwagen, 1003 mm	
Maße in mm (BxTxH)	490x450x1003	600x450x1003
Ref.-Nr.	5075	5065

08/16®

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 17117

08/16® Stehschreibpult

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch
- 1 Schubladenrückblende
- 1 Stabilisierungsstange
- 1 geneigte Schreibfläche
- 1 Utensilieneinsatz
- 1 Stifteköcher, herausnehmbar
- 1 Ablagefach, lichte Höhe (vorne), 200mm
- weiß

Lieferung erfolgt fertig montiert.

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 833 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x1174

Ref.-Nr.

17117

Empfehlenswert dazu:

- Zusatzplatte, ohne Aufkantung, weiß
- Platte mit Auszug nach rechts und links, weiß

05537

05404



Ref.-Nr. 15167

08/16® Gerätewagen ER 1

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Gerätekonsole, Traglast bis ca. 5kg
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100mm hoch
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Kabel- und Schlauchhalter aus Aluminium, mit Druckknopf-Verstellung, Ausladung 950mm
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

600x450x911 (Abmessung ohne Kabelhalter)

Ref.-Nr.

15167



Ref.-Nr. 15862

08/16® Schrankwagen	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Ablageplatte · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Facheinlage, herausnehmbar · 2 Türen mit furnierten Seiten- sowie Rückwänden · weiß <p>Lieferung erfolgt fertig montiert.</p>
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm
Höhe	833 mm
Maße in mm (B x T x H)	600 x 450 x 833
Ref.-Nr.	15862



Ref.-Nr. 15152

08/16® Funktionswagen COMPACT	Wagen 60
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 2 Ablageplatten · 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch · 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung · 2 Stabilisierungsstangen · 1 Verbandmittelspender COMPACT, weiß, inkl. Konsolenträger · 1 Abwurfchale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l · weiß
Rollen	4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar
Höhe	Basiswagen, 733 mm
Maße in mm (B x T x H)	606 x 450 x 1350
Ref.-Nr.	15152

08/16[®]

Konfigurationsbeispiele



Ref.-Nr. 15561

08/16[®]
Funktionswagen
PicBox[®] multi

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen
- 1 Injektionsset PicBox[®] multi mit elegantem weißen Kunststoffgehäuse, inkl. Konsolenträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

629x450x1335

Ref.-Nr.

15561



Ref.-Nr. 15395

08/16[®]
Funktionswagen
PicBox[®] Plus

Wagen 60

Ausstattung

- 2 Ablageplatten
- 1 Schublade mit Schubladengriff, 100 mm hoch
- 1 Schubladeneinsatz mit variabler Einteilung
- 2 Stabilisierungsstangen,
- 1 Injektionsset PicBox[®] mit KOMBI-Set, grauweiß, inkl. Konsolenträger
- 1 Abwurschale aus Edelstahl, Ø 320 mm, Fassungsvermögen 5 l
- 1 Armauflage, schwarz
- weiß

Rollen

4 Rollen, Ø 75 mm, 2 feststellbar

Höhe

Basiswagen, 733 mm

Maße

in mm (BxTxH)

759x450x1308 (ohne Armauflage)

Ref.-Nr.

15395

08/16®

Systemteile



Ref.-Nr. 1316x

Schubladengriffe	Wagen 45	Wagen 60
Ausstattung	· ergonomische, formschöne Kunststoffgriffe	
Ref.-Nr. Griff		
- grau	13161	
- blau	13162	
- gelb	13164	
- türkis	13165	
- weiß	13166	
- schwarz	13167	



Ref.-Nr. 16723

Schubladeneinsatz 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladeneinsatz aus transparentem Kunststoff · variable Einteilung herausnehmbar · spülmaschinenfest 		
	· mit 2 Bahnen und 4 Teiler	· mit 3 Bahnen und 6 Teiler	· mit 4 Bahnen und 11 Teiler
Maße in mm (BxTxH)	390x385x55	500x385x55	800x385x55
Ref.-Nr.	16724	16723	5100



Ref.-Nr. 15752

Schubladen-Rückblende 30/45/60/90	Wagen 30	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schubladen-Rückblende · 100mm hoch · weiß 			
Maße in mm (BxH)	296x105	446x105	556x105	856x105
Ref.-Nr.	16186	15753	15752	5084



Ref.-Nr. 12080

Schublade 30/45/60/90	Wagen 30	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff · 100mm hoch · Flächenbelastung bis ca. 5kg · Griff weiß · weiß <p>Bitte bestellen Sie die passende Schubladen-Rückblende 30/45/60/90 dazu.</p> <p>Nicht nachrüstbar, außer beim 08/16® Steharbeitsplatz (Ref.-Nr.: 5075 und 5065).</p>			
Innenmaße in mm (BxTxH)	243x384x77	392x384x77	502x384x77	802x384x77
Ref.-Nr.	10409	15140	12080	5088

08/16[®]

Systemteile



Ref.-Nr. 5050

Schublade, Reling 45/60/90	Wagen 45	Wagen 60	Wagen 90
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Schublade mit Schubladengriff, Reling · 200mm hoch · Traglast bis ca. 5kg · Griff weiß · weiß <p>Bitte bestellen Sie 2 Stück der passenden Schubladen-Rückblende 45 / 60 / 90 dazu.</p> <p>Nicht nachrüstbar, außer beim 08/16[®] Steharbeitsplatz (Ref.-Nr.: 5075 und 5065).</p>		
Innenmaße in mm (B x T x H)	392 x 384 x 120	502 x 384 x 120	802 x 384 x 120
Ref.-Nr.	15473	5050	5083

Rollen



Ref.-Nr. 5410

Ausstattung	Aufpreis
Ref.-Nr. – 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 50mm, feststellbar	5410
– 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm, feststellbar	5411
– 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 75 mm	15328
– 4 elektrisch leitfähige Rollen, Ø 75 mm	5413
– 4 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm	5615
– 2 Qualitäts-Leichtlaufrollen, Doppellenkrolle, Ø 100mm, feststellbar	5616

08/16[®]

Empfohlenes Zubehör

Eine größere Auswahl an Produkten finden Sie im Kapitel Zubehör.



Ref.-Nr. 11026

Abfallsammler tomo


Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Kunststoff, hellgrau (RAL 7047)· 100 % Polypropylen· glatt, leicht zu reinigen· abnehmbarer, gut schließender Deckel· mit Halterung· Inhalt 10 Liter (für Müllsäcke ca. 450x350 mm (BxH))
Maße in mm (BxTxH)	315x180x315
Ref.-Nr.	11026



Ref.-Nr. 4965

Medi-Müll Entsorgungsboxen 1,5l

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Spritzen, Vacutainer, Skalpelle oder Pipetten· 1,5l Fassungsvermögen· Entsorgungsbox gelb mit grünem Deckel und bequemen Handgriff· Tages- und Endverschluss· durchstichfest· Material: Polypropylen· Set mit 100 bzw. 20 Medi-Müll· ohne Halterung (Halterung Ref.-Nr. 4670)
Maße in mm	155mm Höhe, Ø 140mm
Ref.-Nr. Set mit 100 Medi-Müll Set mit 20 Medi-Müll	4965 4967



Ref.-Nr. 11381

Injektionsset PicBox[®]

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· Kunststoffgehäuse, grauweiß· 3 große transparente Schütten, Spritzenspender· 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender· Befestigung mit Konsolenträger am Variocar Vielzweckwagen· First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953
Maße in mm (BxTxH)	600x220x410
Ref.-Nr.	11381



Ref.-Nr. 4615


Abwurfsschale

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none">· aus Edelstahl mit Schwenkarm· mit Befestigungskloben am Profil· Ø 320mm· Fassungsvermögen 5l
Ref.-Nr.	4615

Zubehör

Alles was HAEBERLE Wagen-
Lösungen noch individueller macht.



- 
- Allgemeines Zubehör ab Seite 260
 - PicBox® ab Seite 268
 - Medi-Müll ab Seite 276
 - Picco Novo ab Seite 282
 - alegre / TFT ab Seite 294
 - Desinfektionsmittelspender ab Seite 300
 - Elektro-Zubehör ab Seite 304






Allgemeines Zubehör












Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva 08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
---------	-------------	---	--------	-------	--------	--------	-------------------------------	------	------





Allgemeines Zubehör

Allgemeines Zubehör zur Kombination mit den HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheime. Praktische Zubehörprodukte die einen Gerätewagen individuell je nach Anforderung erweitern.





Abwurfschale  Ref.-Nr. 13911	<ul style="list-style-type: none"> · aus Edelstahl mit Schwenkarm · mit Befestigungskloben am Profil · Ø 320 mm · Fassungsvermögen 5 l 	4615	—	—	—	13911	13911	13911	18410
Armauflage  Ref.-Nr. 13923	<ul style="list-style-type: none"> · besonders stabil · schwarz · gepolstert mit Integralschaum · inkl. 2 Befestigungskloben 	9496	—	—	—	13923	13923	13923	—
Befestigungskloben Variogrip  Ref.-Nr. 4560	<ul style="list-style-type: none"> · zum Einsatz für alle Anbauteile · für Vierkantrohr 20x20 mm · für Rundrohr Ø 22 mm · Aufnahme mit Hülse Ø 10 mm, ohne Hülse Ø 16 mm 	4560	—	—	—	—	—	—	—
		mit Handrad 6000 (nur Variocar®+ Variocar®-Viva)	—	—	—	—	—	—	—
Befestigungskloben  Ref.-Nr. 13929	<ul style="list-style-type: none"> · zur Befestigung diverser Anbauteile · geeignet für Aufnahme von Rundrohren Ø 10 mm und Ø 16 mm 	—	—	—	—	13929	13929	—	18018
Endoskop-Halterung  Ref.-Nr. 20196	<ul style="list-style-type: none"> · aus Plexiglas mit mehreren Ausschnitten · höhenverstellbare Stange · höhenverstellbar 180 mm bis 1030 mm 	—	—	19717	—	26048	13979	20196	—
	<ul style="list-style-type: none"> · Plexiglasschutzrohr unten offen · 1200 mm lang · Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm · inkl. Halteklammern 	—	—	—	—	13977	13977	13977	—
	<ul style="list-style-type: none"> · Plexiglasschutzrohr unten geschlossen für Desinfektionslösung · 1200 mm lang · Ø innen 32 mm, Ø außen 40 mm · inkl. Halteklammern 	—	—	—	—	13978	13978	13978	—



Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva 08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Endoskopkopf-Kamerahalter  Ref.-Nr. 15390	<ul style="list-style-type: none"> aus Kunststoff (POM = Polyoxymethylen) Maße (B x T x H): 25 x 6 x 40 mm	—	—	19991	—	19991	15390	19991	—
Gelflaschenhalter 5/10 I  Ref.-Nr. 32197  Ref.-Nr. 32227	<ul style="list-style-type: none"> aus Stahl verkehrsweiß (RAL 9016) klein: <ul style="list-style-type: none"> zum Einhängen an Geräteschiene Innenmaß Ø 70 mm Traglast 1 kg 76 x 76 x 119 (B x T x H) Geräteschiene bitte separat bestellen. groß: <ul style="list-style-type: none"> geschraubt an Ablageplatte Innenmaß Ø 95 mm Traglast 3 kg 102 x 104 x 140 (B x T x H) Ablageplatte separat bestellen. Montage nur werkseitig möglich.	—	—	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 19976)	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 32165)	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 26046)	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 13924)	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 20080)	32197 zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 17943)
				—	32227 zur Montage an Ablageplatte	—	32227 zur Montage an Ablageplatte	32227 zur Montage an Ablageplatte	—
Gerätekonsole 30/45/60/90  Ref.-Nr. 9499	<ul style="list-style-type: none"> aus Stahlblech pulverbeschichtet weißaluminium (RAL 9006) Traglast bis ca. 5 kg zusätzliche Ablagefläche zum Aufbau auf einen Variocar® oder 08/16® Basiswagen/Regalwagen oder Schrankwagen Maße (B x T x H): <ul style="list-style-type: none"> Basiswagen 30: 340 x 250 x 180 mm Basiswagen 45: 490 x 250 x 180 mm Basiswagen 60: 600 x 250 x 180 mm Basiswagen 90: 900 x 250 x 180 mm Passende Konsolenträger in Referenznummer enthalten.	für Basiswagen 30 11320 (nur 08/16®) für Basiswagen 45 17110 für Basiswagen 60 9499 für Basiswagen 90 5102 für Schrankwagen 60 9492	—	—	—	—	—	—	
Haken  Ref.-Nr. 15171	<ul style="list-style-type: none"> aus weißem Kunststoff Maße (B x T x H): 34 x 66 x 70 mm Haken Ø 14 mm	—	—	—	—	—	15171	—	—
Halter für Kensingtonschloss  Ref.-Nr. 16424	<ul style="list-style-type: none"> zur Diebstahlsicherung von Notebooks Befestigung am Trägerprofil Halterung ohne Schloss 	—	16424	16424	—	16424	16424	16424	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva 08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Flaschen- Halterung 5/101  <p>Ref.-Nr. 20236</p>	<ul style="list-style-type: none"> · für Sauerstoff- oder Gas-Flasche à 5/10 Liter bis Ø 145 mm · Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · inkl. oberem Haltebügel und flexiblem Halteband <p>Bitte bei einer 10 Liter Flasche zusätzlichen Haltebügel vorsehen.</p>	—	—	rechts 19403 links 19402	32148 (nur 5 l)	16322	16322	20236	18168
				Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil
Haltebügel oben <p>ohne Abbildung</p>	<ul style="list-style-type: none"> · separat oberer Haltebügel · Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · inkl. flexiblem Halteband · zur Montage am Trägerprofil · zur Befestigung einer 10 Liter Sauerstoff- oder Gas-Flasche 	—	—	rechts 19404 links 19405	—	16324	16324	20237	18169
Flaschen- Halterung 21  <p>Ref.-Nr. 20060</p>	<ul style="list-style-type: none"> · für Sauerstoff-Flasche à 2 Liter · weißaluminium (RAL 9006) · oberer Haltering Ø 102 mm, unterer Haltering Ø 84 mm 	4811	13956	13956	—	13956	13956	20060	18007
		Befestigung mit Schrauben	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil		Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil	Montage am Trägerprofil
Infusionsflaschen- halter, 16 mm  <p>Ref.-Nr. 4621</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 16 mm · 1000 mm lang · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 1015 – 1865 mm · mit Feststellschraube · 2 Befestigungskloben · Traglast bis ca. 4 kg 	4621	—	—	—	—	—	—	—


Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva 08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Infusionsflaschen- halter, 25 mm  Ref.-Nr. 20197	<ul style="list-style-type: none"> · Edelstahl · 4 Haken · Rohr Ø 25 mm · 1000 mm lang · Auszug 850 mm · höhenverstellbar 180–1030 mm · zum Einstecken in das Aluminium-Trägerprofil · Traglast bis ca. 4 kg 	—	—	19035	32245 (im Profil) 32148 (hinten am Trägerprofil)	26057	13927	20197	18020
Kabel- / Schlauchhalter  Ref.-Nr. 13926	<ul style="list-style-type: none"> · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · 2 Kabelführungselemente · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm 	10265	27005 mit Platte	19034	—	13926	13926	13926	18433
Kabel-/ Schlauchhalter mit Flexwelle  Ref.-Nr. 16651	<ul style="list-style-type: none"> · Rohre aus Aluminium, silbergrau · mit Druckknopf-Verstellung · 2 Gelenke aus Kunststoff · Flexwelle verchromt · inkl. Befestigungsmaterial · Ausladung ca. 950 mm 	16650	—	19396	—	—	16651	16651	18943
Kabelklammer  Ref.-Nr. 19015	<ul style="list-style-type: none"> · aus grauem Kunststoff · Kabelhalterung · Befestigung am Profil · kann nachträglich befestigt werden 	—	19015	19015	—	19015	19015	19015	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva 08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Katheter-Köcher  Ref.-Nr. 20234	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl V2A 3-fach unterteilt Montage abhängig von Wagensystem: <ul style="list-style-type: none"> zum Einhängen an Bügel oder Platte Maße (B x T x H): 160 x 96 x 560 mm zum Einhängen an Geräteschiene 10 x 25 (T x H) Maße (B x T x H): 160 x 86 x 560 mm Geräteschiene bitte dazu bestellen.	4624							
		zum Einhängen an Bügel oder Platte (Variocar®+ Variocar®-Viva)	—	—	—	13959	13959	20234	18065
		zum Einhängen an Bügel (08/16®)				zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 26046)	zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 13924)	zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 20080)	zum Einhängen an Geräteschiene (Ref.-Nr. 17943)
Maushalterung  Ref.-Nr. 19488	<ul style="list-style-type: none"> aus grauem Kunststoff links oder rechts verwendbar 	—	—	19488	—	—	—	—	—
PC-Halter  Ref.-Nr. 20040	<ul style="list-style-type: none"> PC-Platte aus Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9006) Halteklettband, schwarz passend für unterschiedlich große PCs, da oberer Halter höhenverstellbar zur seitlichen Befestigung am Trägerprofil Montage werksseitig rechts Traglast bis ca. 8 kg Auf Wunsch auch links montierbar.	—	—	19230 (Befestigung rechts) 19245 (Befestigung links)	—	—	16339 (Befestigung rechts) 16345 (Befestigung links)	20040	—
Reanimationsbrett mit Halterung  Ref.-Nr. 17370	<ul style="list-style-type: none"> aus robustem Polyäthylen, blau stabil und leicht 2 kg Belastung bis ca. 150 kg Halterung aus Edelstahl anatomisch geformte Kopfmulde für richtige Positionierung bei Herzdruckmassage verwendbar für Wagenrückwände von mind. 380 mm Höhe Maße (B x T x H): 420 x 60 x 600 mm	—	—	—	—	17370	17370	17370	17370
Sondenhalter  Ref.-Nr. 19734	<ul style="list-style-type: none"> PVC hart, eisengrau RAL (7011) zur Befestigung seitlich an ABS-Ablageplatte Ø innen 43 mm Maße (B x T x H): 65 x 54 x 35 mm	—	—	19734	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva	08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Standsicherung  Ref.-Nr. 17222	<ul style="list-style-type: none"> · Set mit 4 Standsicherungs-ecken · aus schwarzem Zellgummi · einseitig klebend · zur Sicherung der Geräte, wenn der Wagen bewegt wird Maße (B x T x H): 40x40x5 mm	17222	17222	17222	17222	—	17222	17222	17222
Steckdosenleiste, 4-fach  Ref.-Nr. 21693	<ul style="list-style-type: none"> · 4 Schutzkontakt Dosen · grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter · Typ F Standard (Deutschland) · hellgraues Kabel · 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker · Spannung 230 V · Leistung max. 3300 VA · Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert Maße (B x T x H): 269x44x44 mm Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21692	21697 Wagen 45 21691 Wagen 60	—	21696	—	21693	21695	21694
Steckdosenleiste, 3-fach  Ref.-Nr. 21503	<ul style="list-style-type: none"> · 3 Schutzkontakt Dosen · grüner 2-poliger Ein-/Ausschalter · Typ F Standard (Deutschland) · hellgraues Kabel · 3 m langes Netzkabel mit angegossenem Schukostecker · Spannung 230 V · Leistung max. 3300 VA · Qualitätsgehäuse Aluminium eloxiert Maße (B x T x H): 220x44x44 mm Weitere Steckdosenleisten sind im Elektro-Zubehör-Programm aufgeführt.	21502	21507 Wagen 45 21501 Wagen 60	21508	21506	—	21503	21505	21504
Tablet-Halterung  Ref.-Nr. 27019	Tablethalter mit Flexwelle zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads, max. Tablet-Dicke 12 mm Flexwelle: <ul style="list-style-type: none"> · Flexibler Metallarm (Pulverbeschichtet RAL 9006) · Biege Winkel bis 90° · Stufenlos einstellbar · Traglast bis ca. 0,8 kg Tablethalter: <ul style="list-style-type: none"> · Universelle Halterung zur sicheren Fixierung eines Tablets/iPads (10"-15") · Dreh- und schwenkbar bravo® Maße (B x T x H): 259 x 141 x 357 mm fuego Maße (B x T x H): 259 x 141 x 359 mm	—	—	27019 Montage an beliebiger bravo® Ablageplatte.	20856 Montage auf fuego Kappe.	32240 Montage im Trägerprofil	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Variocar® Variocar®- Viva	08/16®	bravo®	fuego	moveo®	doppio swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
Verplombung 	Verplombung · aus Stahl · pulverbeschichtet · grauweiß (RAL 9002) · für max. 3 Schubladen mit 100 mm Höhe · ohne Plomben Maße (B x T x H): 57 x 95 x 260 mm	—	—	—	—	—	13958	13958	—
	Einmalplomben · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	13998	13998
Verplombung keo® 	Verplombung · aus Stahl · pulverbeschichtet · weißaluminium (RAL 9006) · Feinstruktur · ohne Plomben Maße (B x T x H): · für 3 Raster: 67 x 62 x 294 mm · für 5 Raster: 67 x 62 x 550 mm · für 6 Raster: 67 x 62 x 678 mm · für 7 Raster: 67 x 62 x 806 mm	—	—	—	—	—	—	—	17470 für 3 Raster
	17460 für 5 Raster								
	17480 für 6 Raster								
	17450 für 7 Raster								
	13998								
Einmalplomben · aus Kunststoff, blau · für Einmalbenutzung pro 100 Stück	—	—	—	—	—	—	—	—	13998

Einrichtungs- zubehör



PicBox[®], COMPACT, Medi-Müll und medizinische Leuchten.

Die praxisbewährten Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz.

Praktisch und ergonomisch: Unsere Spender-Serie PicBox[®] ist jederzeit einsatzbereit an der Wand, in Schränken oder in Kombination mit HAEBERLE Wagensystemen. Die Spender mit First-in-/First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 eignen sich hervorragend für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile.

Merkmale

- PicBox[®]-Serie mit grauweißem Kunststoffgehäuse und transparenten Schütten mit praktischer Entnahmeöffnung.
- PicBox[®] multi und COMPACT mit elegantem, kunststoffurnierten Gehäuse in weiß.
- First-in-/First-out-System: Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten.

Einsatz

Kliniken | Rehazentren | Arztpraxen | Pflegeheime ...

Medizinische Leuchten

Ob für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime oder Kosmetikstudios – die qualitativ hochwertigen Leuchten eignen sich für viele Einsatzbereiche. Alle Leuchten entsprechen den aktuellen Medizin-Normen und sind CE geprüft. EN 60601, EN 60598, EN 12464.

LED-Untersuchungsleuchten

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die LEDs haben eine Mindestbetriebsdauer von 30.000 Arbeitsstunden.

3 Farbstufen:

- 3400K (warmweiß) – für diverse Arten von Hautuntersuchungen
- 3800K (neutralweiß) – für allgemeine Untersuchungen
- 4300K (kaltweiß) – ideal zur Erkennung einzelner Gefäße und bei kleinen Eingriffen

Die Farbtemperatur – gemessen in Kelvin (K) gibt Auskunft über die Lichtfarbe.

Merkmale

- Medizinische Leuchten sind mit biegsamem Schwanenhals und sicherer Klemm-Mechanik ausgestattet.

Funktion

Als Untersuchungsleuchte oder Leseleuchte mit praktischen Halterungen für Tisch, Wand an einer Schiene, wie auch an allen HAEBERLE Wagensystemen.

Einsatz





Arztpraxen | Kliniken | Pflegeheime | Kosmetikstudios ...





Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------------------------	------	------

Spendersysteme PicBox® Serie

Die praxisbewährten Spender mit First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953. Ob für Spritzen, Kanülen, Verbandmaterial oder Kleinteile. Befüllung der Schütten von oben, Entnahme des Materials von unten. Somit wird gewährleistet, dass zuerst eingefüllte Artikel auch zuerst entnommen werden.

Die PicBox® Serie besteht aus Kunststoffgehäuse, grauweiß und staubdichten, transparenten Schütten.





	<p>Injektionsset PicBox®</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülienspender · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 <p>Maße (B x T x H): 600x220x410 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11384	11381 inkl. Konsolenträger Wagen 60	11381 inkl. Konsolenträger Wagen 60	—	—	26099 Wagen 60	13915 Wagen 60	20090 Wagen 63	18006
	<p>Injektionsset PicBox® Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülienspender · 1 KOMBI-Set mit Tupferspender, Tupferbefeuchter und Zusatzbehälter · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 725 x 235 x 410 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11380	11377 inkl. Konsolenträger Wagen 60	11377 inkl. Konsolenträger Wagen 60	—	—	26099 13916 Wagen 60	13915 13916 Wagen 60	20090 13916 Wagen 63	—
	<p>Injektionsset PicBox® multi</p> <ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · 5 kleine transparente Schütten, Kanülienspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 630 x 235 x 435 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	inkl. Wandhalteschiene 11481	16335 inkl. Konsolenträger Wagen 60	16335 inkl. Konsolenträger Wagen 60	—	—	—	—	—	—
	<p>Spritzenspender PicBox®</p> <ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große transparente Schütten, Spritzenspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 245 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11368	11330 inkl. Konsolenträger Wagen 60	11330 inkl. Konsolenträger Wagen 60	—	—	26127 Wagen 60	14007 Wagen 60	20254 Wagen 63	17368





Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® Variocar®- Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
 <p>Kanülenspender PicBox®</p> <p>Ref.-Nr. 11369</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 5 kleine transparente Schütten, Kanülenspender · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 175 x 165 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11369	—	—	—	—	26128 Wagen 60	14008 Wagen 60	20255 Wagen 63	17089
 <p>Organisationssystem mit PicBox®</p> <p>Ref.-Nr. 20118</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Kanülenspender PicBox®, grauweiß, mit 5 transparenten Schütten · 1 geneigte Ablageebene, aus Edelstahl · 5 versetzbaren Klemmen · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung am HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße des Kanülenspenders (B x T x H) 600 x 175 x 165 mm Maße der Ablageebene (B x T x H) 633 x 150 x 65 mm</p>	—	—	—	—	—	—	—	20118 Wagen 63	17991
 <p>Einzelshütte groß</p> <p>Ref.-Nr. 11385</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 1 große transparente Schütte · inkl. Staubschutzdeckel · passend für Spritzen-spender PicBox® <p>Maße (B x T x H): 190 x 195 x 225 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11385	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14022								
 <p>Einzelshütte klein</p> <p>Ref.-Nr. 11386</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 1 kleine transparente Schütte · inkl. Staubschutzdeckel · passend für Kanülen-spender PicBox® <p>Maße (B x T x H): 110 x 145 x 150 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	11386	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ersatzteil Staubschutz- deckel 14023								

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------------------------	------	------

Spendersysteme mit Kippschütten

Befüllung und Entnahme von oben. Aus schlagfestem Polystyrol, recycelbar und lebensmittelecht. Gehäuse grauweiß mit transparenten Schütten. Temperaturbeständigkeit von -20°C bis +80°C.

 <p>Spritzenspender 2</p> <p>Ref.-Nr. 5016</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 2 große, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell <p>Maße (B x T x H): 600 x 246 x 353 mm</p> <p>Einzelstütte Maße (B x T x H): 268 x 220 x 243 mm</p>	Wandmodell 5016	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelstütte 5117	—	—	—	—	—	—	—	—
 <p>Spritzenspender 3</p> <p>Ref.-Nr. 17208</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 163 x 242 mm</p> <p>Einzelstütte Maße (B x T x H): 175 x 140 x 160 mm</p>	Wandmodell 17208	11309	11309	—	—	26129	14002	20256	17367
		Einzelstütte 16391	inkl. Konsolen-träger Wagen 60	inkl. Konsolen-träger Wagen 60	—	—	Wagen 60	Wagen 60	Wagen 63	—
 <p>Spritzenspender 4</p> <p>Ref.-Nr. 17210</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 4 mittlere, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 137 x 207 mm</p> <p>Einzelstütte Maße (B x T x H): 128 x 128 x 133 mm</p>	Wandmodell 17210	11317	11317	—	—	26130	14004	20257	18130
		Einzelstütte 16392	inkl. Konsolen-träger Wagen 60	inkl. Konsolen-träger Wagen 60	—	—	Wagen 60	Wagen 60	Wagen 63	—
 <p>Kanülenspenders 5</p> <p>Ref.-Nr. 17209</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 110 x 164 mm</p> <p>Einzelstütte Maße (B x T x H): 100 x 97 x 108 mm</p>	Wandmodell 17209	—	—	—	—	26176	14005	20258	17606
		Einzelstütte 16393	—	—	—	—	Wagen 60	Wagen 60	Wagen 63	—





Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® Variocar®- Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
 Ref.-Nr. 5017	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 6 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell Maße (B x T x H): 600 x 75 x 113 mm Einzelschütte Maße (B x T x H): 80 x 63 x 70 mm	Wandmodell 5017	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelschütte 5107	—	—	—	—	—	—	—	—
 Ref.-Nr. 5018	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 9 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben Maße (B x T x H): 600 x 51 x 77 mm Einzelschütte Maße (B x T x H): 50 x 42 x 46 mm	Wandmodell 5018	—	—	—	—	—	—	—	—
		Einzelschütte 5108	—	—	—	—	—	—	—	—
 Ref.-Nr. 17265	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 3 große und 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem Maße (B x T x H): 600 x 163 x 407 mm	17265	11319 inkl. Konsolen- träger Wagen 60	11319 inkl. Konsolen- träger Wagen 60	—	—	26177 Wagen 60	14011 Wagen 60	20259 Wagen 63	17366
 Ref.-Nr. 17266	<ul style="list-style-type: none"> · Kunststoffgehäuse, grauweiß · 4 mittlere und 5 kleine, transparente Schütten · Befüllung und Entnahme von oben · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem Maße (B x T x H): 600 x 137 x 372 mm	17266	11324 inkl. Konsolen- träger Wagen 60	11324 inkl. Konsolen- träger Wagen 60	—	—	26178 Wagen 60	14012 Wagen 60	20263 Wagen 63	18129


Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------------------------	------	------

Spendersysteme COMPACT Serie

Elegante Spender für Spritzen, Kanülen oder Verbandmaterial mit ergonomischen Nachrollschächten und hygienischen Plexiglasfronten. Die einzelnen COMPACT-Elemente sind durch einheitliche Maße optimal als ganze Wandanlagen kombinierbar. Qualitativ hochwertige Gehäuse in modernem Design. Grifftechnisch optimale Anordnung aller Teile. Alle Gehäuse sind weiß, kunststoffurniert und durch Plexiglasfronten staubdicht abgedeckt.


Maße: 600x220x450 mm (BxTxH). Lieferung erfolgt inkl. Wandhalteschienen und Montagematerial.

<p>Injektionsset COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4877</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · 3 geneigte Ebenen für Spritzen · 4 geneigte Ebenen für Kanülen · 1 Fach für Tupferrolle · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4877</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>4538</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13914 Wagen 60</p>	<p>13914 Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Injektionsset COMPACT 4 Spritzenfächer</p>  <p>Ref.-Nr. 4879</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · 4 geneigte Ebenen für Spritzen · 4 geneigte Ebenen für Kanülen · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4879</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>4539</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13975 Wagen 60</p>	<p>13975 Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Verbandmittelspender COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4878</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · praktische Nachrollschächte · für alle gängige Schlauchverbände, Mullbinden, Pflaster · 2 rostfreie Halterungen für Scheren, eine davon magnetisch · staubdicht abgedeckt durch Plexiglasscheiben · First-in-First-out-System und Staubschutz nach DIN 58953 · Befestigung als Wandmodell oder an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4878</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>4537</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13913 Wagen 60</p>	<p>13913 Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>
<p>Wandschrank COMPACT</p>  <p>Ref.-Nr. 4876</p>	<ul style="list-style-type: none"> · elegantes Gehäuse, kunststoffurniert · weiß (W980 ST 2 EGGER) · 1 Zwischenfach · 2 Plexiglastüren · Befestigung als Wandmodell <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	<p>inkl. Wandhalteschiene 4876</p>	<p>4501</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>4501</p> <p>inkl. Konsolenträger Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>13999 Wagen 60</p>	<p>13999 Wagen 60</p>	<p>—</p>	<p>—</p>

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
 <p>Organisations-schrank COMPACT</p> <p>Ref.-Nr. 14858</p>	<ul style="list-style-type: none"> elegantes Gehäuse, kunststoffurniert weiß (W980 ST 2 EGGER) diverse Fachteiler für Formulare ohne Plexiglasscheibe Befestigung als Wandmodell <p>Maße (B x T x H): 600 x 220 x 450 mm</p>	inkl. Wandhalteschiene 14858	11329 inkl. Konsolenträger Wagen 60	11329 inkl. Konsolenträger Wagen 60	—	—	11342 Wagen 60	11342 Wagen 60	—	—



Organisationssysteme

Gut durchdachte Organisationssysteme sorgen für einen effizienten Ablauf in der Praxis.

 <p>Organisationssystem</p> <p>Ref.-Nr. 20149</p>	<ul style="list-style-type: none"> 2 geneigte Ablageebenen, aus Edelstahl 10 versetzbare Klemmen für handelsübliche Verbrauchsmaterial-Verpackungen Befestigung an einem HAEBERLE Gerätewagensystem <p>Maße der Ablageebenen (B x T x H): 630 x 150 x 65 mm</p>	—	—	—	—	—	—	—	20149 Wagen 63	17836
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------

Befestigungsmaterial Konsolenträger

Konsolenträger zur Befestigung von Spendersystemen an HAEBERLE Variocar®, 08/16® Gerätewagen und Schrankwagen.

 <p>Konsolenträger für Schrankwagen</p> <p>Ref.-Nr. 5099</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paar pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) <p>passend für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Injektionsset Verbandmittelspender COMPACT Injektionsset PicBox® / PicBox® Plus <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p>	—	5099	5099	—	—	—	—	—	—
 <p>Konsolenträger</p> <p>Ref.-Nr. 5251</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1 Paar pulverbeschichtet, weißaluminium (RAL 9006) <p>passend für:</p> <ul style="list-style-type: none"> Injektionsset Verbandmittelspender COMPACT Injektionsset PicBox® / PicBox® Plus <p>Maße (B x T x H): 140 x 43 x 190 mm</p> <p>Nutzhöhe: 166 mm</p>	—	5251	5251	—	—	—	—	—	—

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------------------------	------	------

Entsorgungsbox Medi-Müll




Für die sichere und hygienische Entsorgung von spitzen und scharfen Gegenständen wie Kanülen, Ampullen, Vacutainer, Skalpelle, Pipetten oder ähnliches. Die gelben Medi-Müll Entsorgungsboxen sind konisch geformt und mit grünem, fest verschließbarem Deckel und bequemem Handgriff ausgestattet. Der Deckel bietet einen innovativen Tages- und Endverschluss. Die verschiedenen Abziehvorrichtungen mit 3 Lamellen erleichtern die Entsorgung von Kanülen und Insulinkanülen für das medizinische Personal. Die Montage erfolgt durch einfache Steckverbindungen. Das Etikettendesign lässt die maximale Füllstandhöhe einfach erkennen. Die Boxen werden bei der Lieferung platzsparend ineinander gestapelt. Die Medi-Müll Entsorgungsboxen sind zertifiziert nach: DIN ISO 23907, UN 3291 und TRBA 250.



<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 0,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4964</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 0,5l Fassungsvermögen · sichere Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen · durchstichfest · Material: Polypropylen · Maße: 15,1 mm Höhe, Ø 8,3 cm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 187 Boxen <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	—	4964	4964	—	—	4964	4964	4964	4964
<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 1,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4965</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 1,5l Fassungsvermögen · sichere Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen · durchstichfest · Material: Polypropylen · Maße: 155 mm Höhe, Ø 140 mm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 100 Boxen · Set mit 20 Boxen <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	—	4965 Set 100	4965 Set 100	—	—	4965 Set 100	4965 Set 100	4965 Set 100	4965 Set 100
<p>Medi-Müll Entsorgungsboxen, 2,5l</p>  <p>Ref.-Nr. 4966</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 2,5l Fassungsvermögen · sichere Entsorgung von Kanülen, Spritzen, Skalpellklingen · durchstichfest · Material: Polypropylen · Maße: 240 mm Höhe, Ø 140 mm · Montage an Wand oder HAEBERLE Gerätewagen · ohne Halterung <p>Verpackung:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Set mit 55 Boxen <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	—	4966	4966	—	—	4966	4966	4966	4966
<p>Medi-Müll Halterung</p>  <p>Ref.-Nr. 4671</p>	<ul style="list-style-type: none"> · Halterung für Montage an Wand oder am Wagensystem · zur Befestigung der 1,5l / 2,5l Medi-Müll · weißaluminium (RAL 9006) · pulverbeschichtet 	4671	4670	4670	—	—	13920	13920	20232	18059
<p>Medi-Müll Halterung an Normprofilschiene</p>  <p>Ref.-Nr. 16677</p>	<ul style="list-style-type: none"> · zur Befestigung rechts oder links an allen Normprofilschienen <p>Geräteschiene bitte separat bestellen.</p>	16677	—	—	16677	16677	16677	16677	16677	16677

Zubehör	Systemteile	Wandmontage	Variocar® Variocar®-Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®-clinic	toro	keo®
---------	-------------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------	---------------------------	------	------

Diverses Einrichtungszubehör

Diverses Einrichtungszubehör für die HAEBERLE Gerätewagensysteme zum Einsatz in Arztpraxen, Kliniken oder Pflegeheimen. Praktische Spenderboxen oder Zubehör für die Blutentnahme und Injektion.

Ampullenöffner CUPFIX  Ref.-Nr. 9507	<ul style="list-style-type: none"> Gehäuse aus Kunststoff grauweiß (RAL 9002) 1 Auffangbehälter für Ampullen, abnehmbar 1 Diamantenfeile federnd, in rostfreier Platte gelagert Maße (B x T x H): 70 x 150 x 200 mm Staffelpreise auf Anfrage.	9507	5771	5771	—	—	13921	13921	20210	18058
Ersatz Diamantfeile für CUPFIX ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> für CUPFIX Ampullenöffner 	4663	4663	4663	—	—	4663	4663	4663	4663
Halterung für CUPFIX ohne Abbildung	<ul style="list-style-type: none"> separat für CUPFIX 	—	4662	4662	—	—	13922	13922	20233	18060
Halter für Spenderboxen  Ref.-Nr. 11222	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, geschliffen passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues) für Wandmontage (ohne Montagematerial) zur Befestigung am Wagensystem (mit Montagematerial) Innen-Maße (B x T x H): <ul style="list-style-type: none"> Halter 1-fach (für 1 Box) 142 x 94 x 250 mm Halter 3-fach (für 3 Boxen) 253 x 94 x 394 mm Halter 4-fach (für 4 Boxen) 253 x 94 x 525 mm 	Halter 1-fach 11222	—	—	—	—	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 13026	Halter 1-fach 20297	Halter 1-fach 18707
		Halter 3-fach 11223	—	—	—	—	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 13027	Halter 3-fach 20298	Halter 3-fach 18708
		Halter 4-fach 5074	—	—	—	—	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5071	Halter 4-fach 5072	Halter 4-fach 5073
Halter für 3 Spenderboxen, quer  Ref.-Nr. 18340	<ul style="list-style-type: none"> aus Edelstahl, geschliffen Querversion passend für gängige Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues) Befestigung zwischen 2 Trägerprofilen Außen-Maße (B x T x H): 700 x 152 x 144 mm Innen-Maße (B x T x H): 700 x 94 x 142 mm	—	—	—	—	—	—	—	18340 Wagen 63	18340

Zubehör	Systemteile	Wand- montage	Variocar® Variocar®- Viva	08/16®	bravo®	fuego	doppio	swingo® swingo®- clinic	toro	keo®
KOMBI-Set 	<ul style="list-style-type: none"> · alle Teile aus Kunststoff · grauweiß (RAL 9002) · Tupferspender „TAKEFIX“ · Tupferbefeuchter „TIPPFIX“ · Zusatzbehälter als Ergänzung für Blutentnahme und Injektion · Empfehlenswert als Anbauteil für das Injektionsset PicBox® <p>Maße (B x T x H): 122 x 225 x 268 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>	4767 (Standmodell)	—	—	—	—	13916	13916	13963	18029
	Befestigungsmaterial zur Montage am Spritzenspender PicBox® (Ref.-Nr. 11368)	16580	—	—	—	—	—	—	—	—
Universalhalter Snap 	<ul style="list-style-type: none"> · aus Kunststoff, weiß · für diverse Spenderboxen (Einmalhandschuhen, Tissues, Wischtüchern) · federnder Spannschieber hält Boxen aller Art bis ca. 1 kg · Einhandbedienung · mit Halterung für das jeweilige Wagensystem <p>Maße (B x T x H): 100 x 20 x 165 mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage. Individueller Aufdruck möglich.</p>	15572	—	—	—	—	26098	15606	15606	15572
Ref.-Nr. 15572										

Medikamententablett Langenau



Ref.-Nr. 4705

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · 1 Medikamententablett · 1 Untersatz aus Kunststoff, weiß · 1 Aufsatz aus Kunststoff, transparent · 18mm hoch · 1 Verordnungsblock <p>Maße (BxT):</p> <ul style="list-style-type: none"> · mit 16 Feldern 310x310mm · mit 20 Feldern 310x390mm · mit 25 Feldern 390x390mm <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>
Ref.-Nr. – mit 16 Feldern – mit 20 Feldern – mit 25 Feldern	4705 4706 4707

Ersatz-Aufsatz Langenau

ohne Abbildung

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Medikamententablett Langenau · aus Kunststoff, transparent
Ref.-Nr. – mit 16 Feldern – mit 20 Feldern – mit 25 Feldern	5247 5248 5249

Ersatzblock Langenau

ohne Abbildung

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Medikamententablett Langenau · 50 Blatt mit 300 Abrissen, pro Block · Mindestbestellmenge 20 Blocks <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>
Ref.-Nr.	4708



Ref.-Nr. 4803

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Gehäuse aus Kunststoff · grauweiß (RAL 9002) <p>Maße (BxTxH): 120x230x205mm</p>
Ref.-Nr.	4803

Tupferbefeuchter TIPPFIX



Ref.-Nr. 9493

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · Gehäuse aus Kunststoff · grauweiß (RAL 9002) · Füllmenge 250 ccm <p>Maße (BxTxH): 60x150x60mm</p> <p>Staffelpreise auf Anfrage.</p>
Ref.-Nr.	9493

Verbandwatte

ohne Abbildung

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Entnahmeschlitz · Länge 2x2m · Ø 95mm, ca. 60mm breit, gerollt <p>Pharmazentralnummer 00950776.</p> <p>Mindestbestellmenge 6 Sets (2 Rollen je Set).</p>
Ref.-Nr.	4972

LED-Untersuchungsleuchten, Halterungen für Tisch/Wand/ Norm-/Geräteschiene.

Der Einsatz von LED-Technologie bei medizinischen Leuchten ermöglicht hohe Beleuchtungsstärke bei gleichzeitig geringer Wärmeentwicklung, langer Lebensdauer, hoher Effizienz und hervorragender Lichtqualität. Die Referenznummern beinhalten keine Halterungen, sofern nichts anderes erwähnt ist. Passende Halterungen finden Sie auf Seite 255.

LED-Untersuchungsleuchte Visiano LED S



Ref.-Nr. 5521

Ausstattung

- flaches Design mit ergonomischem Handgriff
- helles, homogenes Licht dank einzigartiger Diamantoptik und Premium-LEDs
- sehr gute Beleuchtungsstärke
- großes Lichtfeld
- drehbarer Leuchtenkopf, 280°
- geschlossenes Gehäuse
- glatte Oberfläche für eine leichte Reinigung

Leuchtmittel:	1 x LED-Modul
Lichtleistung:	50.000 Lux/0,5m
Beleuchtungsfeld:	Ø 18 cm/0,5m
Farbtemperatur:	4400K
Betriebsgerät:	elektron. Konverter
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	1,8m Eurostecker
Leuchtgehäuse:	PMMA
Gewicht (netto):	1,1 kg
Leistungsaufnahme:	13W
Schalter:	Wippschalter (I/O) am Arm
Normen:	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Besonderheit:	mit Handgriff
Schutzklasse:	II

Ref.-Nr.

5521

LED-Untersuchungsleuchte Cultra LED S



Ref.-Nr. 5523


Ausstattung

- satiniert-transparenter Leuchtschirm
- blendfreies Licht und extra großes Lichtfeld sorgen für maximalen Lesekomfort bei angenehmer Lichtfarbe
- harmoniert mit jedem Einrichtungsstil
- drehbaren Leuchtenkopf, 240°
- flexibler Schwanenhals

Leuchtmittel:	LED-Modul
Beleuchtungsfeld:	Ø 60 cm/0,5 m
Farbtemperatur:	3000K
Betriebsgerät:	elektron. Steckertransformator
Anschlussspannung:	100–240V; 50/60 Hz
Netzanschlusskabel:	2,0m
Leuchtgehäuse:	Polycarbonat (PC), satiniert
Gewicht (netto):	1,0 kg
Leistungsaufnahme:	5,2W
Schalter:	Schnurschalter
Normen:	EN 60598-1, EN 60598-2-25
Besonderheit:	Hals weißaluminium mit satiniert-transparentem Leuchtschirm
Schutzklasse:	II

Ref.-Nr.

5523



Ref.-Nr. 9947

Tischhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Entnahmesicherung · aus Polyamid GF · reinweiß (RAL 9010) · für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm <p>Gewicht: ca. 0,09 kg Maße (BxTxH): 60x60x60 mm</p>
Ref.-Nr.	9947



Ref.-Nr. 15899

Wandhalter

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Entnahmesicherung und Kabelloch · aus Polyamid GF · reinweiß (RAL 9010) · für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm <p>Gewicht: 0,14 kg Maße (BxTxH): 59x72x92 mm</p>
Ref.-Nr.	15899



Ref.-Nr. 9949

Schienenkloben

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · mit Entnahmesicherung für Geräteschiene 10x25 (TxH) · aus Aluminium, natureloxiert · für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm <p>Gewicht: 0,16 kg Maße (BxTxH): 30x45x69 mm (Höhe ohne Feststellschraube)</p>
Ref.-Nr.	9949



Ref.-Nr. 14659

Befestigungskloben

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für doppio und swingo® · mit Entnahmesicherung, über Flügelschraube · für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm · die Befestigung vom Halter erfolgt am Trägerprofil vom Wagensystem <p>Gewicht: 0,35 kg Maße (BxTxH): 99x60x94 mm</p>
Ref.-Nr.	14659




Ref.-Nr. 5234

Befestigungskloben

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> · für Variocar® und 08/16® · mit Entnahmesicherung, über Flügelschraube · für Leuchten mit Zapfen Ø 16 mm · die Befestigung vom Halter erfolgt am Trägerprofil vom Wagensystem <p>Gewicht: 0,25 kg Maße (BxTxH): 97x60x82 mm</p>
Ref.-Nr.	5234

Elektro-Zubehör



Praxisgerechte und sichere Produkte zur Ergänzung der HAEBERLE Wagensysteme.

Als Ergänzung zu unseren vielfältigen Wagenserien bieten wir ein großes Spektrum an Elektro-Zubehör. Es umfasst modulare Steckdosenleisten- und Verkabelungssysteme ebenso wie Trenntransformatoren, Potentialausgleichssysteme, Elektroverbindungstechnik, Kabelmanagement und Aussteckschutz. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der Verkabelung und der elektrischen Ausstattung Ihres Wagensystems.

Unser Elektro-Zubehör-Programm umfasst:

- Standard-Steckdosenleisten für verschiedene HAEBERLE Gerätewagen-Serien.
- Modulares Steckdosenleisten- und Verkabelungssystem für die Gerätewagen-Serien fuego, toro und swingo.
- Trenntransformatoren.
- Potentialausgleich-System nach DIN 42801.
- Netzwerk-Isolator und Isolationswächter.
- Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.
- Kabelmanagement.

Elektro-Zubehör

Steckdosenleisten

Standard-Steckdosenleisten, 3 bis 6 Steckdosen

Ausstattung/Info

- Standard-Steckdosenleiste in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen 08/16®, Variocar®, bravo®, fuego, swingo®, toro und keo®
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- Steckdosenleiste mit 3 Meter Netzkabel
- Grüner Netzschalter trennt alle angeschlossenen elektrische Geräte allpolig vom Netz
- 8-fach Steckdosenleiste auf Anfrage
- Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage

Hinweis: Die Prüfung nach der medizintechnischen Norm EN 60601-1 ist nicht möglich.

Technische Daten

Spannung
Leistung
Befestigung

220 bis 240V
3300 VA/CH2200VA
Kunststoff/Metallaschen



3-fach
Ref.-Nr. 21505



4-fach
Ref.-Nr. 21695



6-fach
Ref.-Nr. 21685

	08/16® (60)	08/16® (45)	Variocar®	bravo®	fuego	swingo®, swingo®-clinic, doppio	toro	keo®
--	------------------------	------------------------	------------------	---------------	--------------	--	-------------	-------------

3-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 220 mm	21501	21507	21502	21508	21506	21503	21505	21504
Typ E Frankreich, 220 mm	21511	21517	21512	21518	21516	21513	21515	21514
Typ L Italien, 284 mm	21531	21537	21532	21538	21536	21533	21535	21534
Typ J Schweiz, 220 mm	21541	21547	21542	21548	21546	21543	21545	21544

4-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 264 mm	21691	21697	21692	—	21696	21693	21695	21694
Typ E Frankreich, 264 mm	21701	21707	21702	—	21706	21703	21705	21704
Typ L Italien, 332 mm	21721	21727	21722	—	21726	21723	21725	21724
Typ J Schweiz, 264 mm	21731	21737	21732	—	21736	21733	21735	21734

6-fach Steckdosenleisten, Standard

Typ F Deutschland, 353 mm	21681	21687	21682	—	21686	21683	21685	21684
Typ E Frankreich, 353 mm	21621	21627	21622	—	21626	21623	21625	21624
Typ L Italien, 428 mm	21651	—	21652	—	21656	21653	21655	21654
Typ J Schweiz, 353 mm	21661	21667	21662	—	21666	21663	21665	21664

Montagehinweis

08/16® (60)	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
08/16® (45)	Einbau an Schubladen-Rückwand. Ref. Nr. inkl. Schubladen-Rückwand
Variocar®	Montage an aufgekantete Platte
bravo®	Einbau zwischen Trägerprofilen
fuego	Einbau ins Trägerprofil
swingo®, swingo®-clinic, doppio	Einbau an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
toro	Einbau ins Trägerprofil, an Schubladen-Rückwand o. Quertraverse
keo®	Montage links, rechts oder hinten am Gehäuse

Elektro-Zubehör

Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21700


Elektrotraverse, doppio und swingo®	45er-Breite	60er-Breite
Ausstattung / Info	<ul style="list-style-type: none"> · Elektrotraverse für doppio und swingo® · pulverbeschichtet, grauweiß (RAL 9002) · Befestigung der Steckdose und 2 Potentialstecker nach DIN 42801 · 2 Potentialausgleichstecker standardmäßig montiert (5 zusätzlich erweiterbar) · bei Ref.-Nr. 26078 und Ref.-Nr. 26079 ist der Netzschutzleiter mit dem Potentialausgleich verbunden · Typ G Steckdosenleiste (Britischer Standard) auf Anfrage <p>Lieferung erfolgt zerlegt mit Montagematerial.</p>	
Maße in mm (BxTxH)	450x79x100	600x79x100
Ref.-Nr. Stecker-Ausführung – Typ F (Deutschland) – Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J (Schweiz) – Typ F (Deutschland)	21699 21709 21729 21739 26078	21700 21710 21730 21140 26079



Ref.-Nr. 12200

Steckdosenleiste mit Aussteckschutz

Ausstattung / Info	<ul style="list-style-type: none"> · Steckdosenleiste 4-fach, · Standard (Typ F) mit Aussteckschutz, · für Stecker oder Netzteile in 4-fach Steckdosenleiste · Aussteckschutz, nur mit Werkzeug zu öffnen <p>Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>	
Montage	im Profil für fuego oder toro	an Rückwand für swingo® oder toro
Maße in mm (BxTxH)	334x106x38	308x60x82
Ref.-Nr.	12200	12210



Ref.-Nr. 12210



Ref.-Nr. 5090



Ref.-Nr. 5085

Medizinische Steckdosenleiste mit Aussteckschutz

Ausstattung / Info

- Medizinische Steckdosenleiste
- Gehäuse: Aluminium eloxiert
- geprüft nach Norm DIN EN 60601-1-1
- 2-polig abgesichert
- Betriebsanzeige grün
- Kabellänge 3 Meter mit medizinischem Stecker (Typ F)
- Steckplätze 90° gedreht mit ausreichend Abstand
- Schutzhaube verriegelt diese medizinische Steckdosenleiste automatisch
- nur mit Werkzeug zu öffnen

Wenn Sie mithilfe dieser Leisten ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

Steckplätze	4 Steckplätze	6 Steckplätze
Maße in mm (BxTxH)	400x65x82	528x65x82
Ref.-Nr.	5090	5085

Elektro-Zubehör

Steckdosenleisten

Modulare Steckdosenleisten, 2 bis 6 Steckdosen

Ausstattung/Info

- modulare Steckdosenleisten mit PE-Fahne in unterschiedlichen Länderausführungen für HAEBERLE Gerätewagen fuego, swingo®, toro
- Gehäuse: eloxiertes Aluminiumprofil mit Kunststoffkappen
- modulares Konzept: länderindividuelle Ausgangsbuchsen oben und zusätzlich je eine Ausgangsbuchse für Modularsteckverbindungen seitlich
- Verkabelungssystem für individuelle Lösungen
- modernes Steckverbindingssystem: Weit voneinander entfernte Geräte an einem Gerätewagen können über mehrere Steckdosenleisten mit Verlängerungen verbunden werden
- optional Verlängerungen, IEC 320 Adapter
- optional 5 m lange Netzkabel in unterschiedlichen Länderausführungen
- optional kann ein Netz-Zentralschalter in die Verkabelung eingefügt werden
- Steckdosenleisten IEC 320 sind mit 10 A Sicherung ausgestattet

Technische Daten

Spannung
Leistung
Befestigung

220 bis 240V
3300 VA/CH2200VA
Kunststoff/Metalllaschen

Maße

Länge unterschiedlich (siehe Tabelle), zzgl. 44 mm Befestigungslaschen, Höhe 44 mm, Tiefe 44 mm.



2-fach
Ref.-Nr. 21742



3-fach
Ref.-Nr. 21747



4-fach
Ref.-Nr. 21752



6-fach
Ref.-Nr. 21757

	fuego	moveo®, swingo®, swingo®-clinic	toro
2-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 200 mm	21743	21741	21742
Typ E Frankreich, 200 mm	21763	21761	21762
Typ L Italien, 213 mm	21823	21821	21822
Typ J Schweiz, 200 mm	21843	21841	21842
3-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 244 mm	21748	21746	21747
Typ E Frankreich, 244 mm	21768	21766	21767
Typ L Italien, 261 mm	21828	21826	21827
Typ J Schweiz, 244 mm	21848	21846	21847
4-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 287 mm	21753	21751	21752
Typ E Frankreich, 287 mm	21773	21771	21772
Typ L Italien, 309 mm	21833	21831	21832
Typ J Schweiz, 288 mm	21853	21851	21852
6-fach Steckdosenleisten, modular			
Typ F Deutschland, 372 mm	21758	21756	21757
Typ E Frankreich, 372 mm	21778	21776	21777
Typ L Italien, 405 mm	21838	21836	21837
Typ J Schweiz, 376 mm	21858	21856	21857
IEC320 Kaltgeräte, 255 mm	21433	21431	21432

Hinweis: Die unterschiedlichen Längen der Steckdosenleisten können um bis zu 10 mm abweichen.

Elektro-Zubehör

Zubehör für Steckdosenleisten



Ref.-Nr. 21400

Netzkabel für verschiedene Länder

Ausstattung / Info	· das erforderliche Netzkabel H05 VV-F 3G1,5 (ca. 5 m lang) wird am Wagen zugentlastet		
Ref.-Nr. Ländervariante am Steckereingang			
- Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich)	21400		
- Typ J/12 (Schweiz) ¹	21405		
- IEC320 Kaltgeräte 1 Meter (Adapter)	21414		

¹ erhältlich ab 50 Stück



Ref.-Nr. 21450

Verlängerungen

Ausstattung / Info	· zum Verbinden einzelner Steckdosenleisten · zur Kabelverlängerung innerhalb der Gerätewagensysteme fuego, toro, swingo® · mindestens 150mm Abstand zwischen den Steckdosenleisten		
Länge	1 m	2 m	3 m
Ref.-Nr.	21450	21451	21452

Zentraler Ein- und Ausschalter für Gerätewagen fuego, swingo®, toro

Ausstattung / Info

- ein spezifisches System, bei dem der Netzschalter am jeweiligen Gerätewagen ergonomisch positioniert werden kann



Ref.-Nr. 21861, 21862

Ein-/Ausschalter am fuego-Gerätewagen

Platzierung	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 950mm	· Platzierung vorne im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21861	21862



Ref.-Nr. 21860

Ein-/Ausschalter am swingo®-Gerätewagen

Platzierung	· seitlich an der Innenseite im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21860



Ref.-Nr. 21865, 21864

Ein-/Ausschalter am toro-Gerätewagen

Platzierung	· oben in der Profilabdeckung, bis Trägerprofilhöhe 1052mm	· seitlich im Trägerprofil, Einbauhöhe 950mm im Trägerprofil
Ref.-Nr.	21865	21864



Ref.-Nr. 19559

Zentralschalter für Kaltgerätesystem am fuego-Gerätewagen

Platzierung	· oben in der Profilabdeckung bis Trägerprofilhöhe 950mm Hinweis: Dieser zentrale Ausschalter eignet sich für den Unterbauftransformator Modell U 600, Ref.-Nr. 19549 und für 6-fach-Steckdosenleiste IEC320, Ref.-Nr. 21893.
Ref.-Nr.	19559

Elektro-Zubehör

Trenntransformatoren

Trenntransformatoren

Ausstattung/Info

- Erdfreie Spannungsversorgung durch Trenntransformatoren
- Varianten: Aufstell-Trenntrafo, Unterbau-Trenntrafo

Wenn Sie mithilfe dieser Transformatoren ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren für eine Sonderanfertigung eines ME-Systems notwendig.

Hinweis: Aufgrund der galvanischen Trennung durch den Trenntransformator, kann die Überwachung der nach EN 60601-1 schutzgetrennten Sekundärseite gegen Isolationsfehler durch den im Stromversorgungsnetz eingebauten FI-Schutzschalter nicht mehr arbeiten. Aus diesen Gründen empfehlen wir einen Isolationswächter zu installieren.



Aufstell-Trenntrafo
Ref.-Nr. 16510



Unterbau-Trenntrafo
für toro 45/63 und swingo 60
Ref.-Nr. 20413



Unterbau-Trenntrafo für fuego
Ref.-Nr. 19549

Aufstell-Trenntrafo mit und ohne Aussteckschutz

Modell	A 1300	A 1600	A 2200
Ref.-Nr. mit Isolationswächter	16552 16548	16545 16548	16510 16548
Technische Daten			
Nennleistung	1.300 VA	1.600 VA	2.200 VA
Eingangsspannung	230 VAC		
Ausgangsspannung	230 VAC		
Frequenz	50/60 Hz		
Sicherung primär	—		
Ausgangsstrom max.	5,5 A	6,8 A	9,37 A
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	< 300/500 µA		
Prüfspannung	Primär-sek.: 4 kVAC; primär-Gehäuse/sek.-Gehäuse 1,5 kVAC		
Einschaltstrombegrenzung	Ja		
Potentialausgleich (DIN42801)	POAG – S6/15		
Ausgang	9 Stück IEC/EN60320-2-2 (C13) UL 498 CSA C22.2 no. 42		
Therm. Überlastschutz	120 °C		
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter		
Schutzklasse	I/I		
Gehäuse/Maße	Metall, pulverbeschichtet (RAL 7035)/235 x 325 x 125 mm (B x T x H)		
Trenntrafo-Gewicht ohne Netz-kabel und Verpackung	13,5 kg	15,0 kg	19,0 kg
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/:2006-ed 3.1; EN60601-1-2:2007; IEC 60601-1:1.2005 IEC 60601-1-2:2007; TÜV-SÜD – NRTL C+US		
Ausschalter	Rückseite des Gerätes		
Lieferumgang	Netz-kabel (Typ E/F), min. 3 m lang		

A = Aufstell-Trafo
U = Unterbau-Trafo
Isolationswächter nachrüstbar.

Netz-kabel für verschiedene Länder

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · mit IEC-C19 Steckkupplung für verschiedene Länder-Typen · Netz-kabel 2 m
Ref.-Nr. – Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/23 (Schweiz)	21920 21924 21925

Elektro-Zubehör

Trenntransformatoren

Unterbau-Trenntrafo für Gerätewagen:	fuego ¹	swingo® 60 ²	toro 45/63 ³	swingo® 60	toro 45/63
Modell	U 600	U 1300		U 2200	
Ref.-Nr. mit Isolationswächter	19549 16517	20414 20416	20413 20415	20418 20420	20417 20419
Technische Daten					
Nennleistung	600VA	1.300VA		2.200VA	
Eingangsspannung	230VAC				
Ausgangsspannung	230VAC				
Frequenz	50/60Hz				
Sicherung primär	3,15A 5x20mm	6,3A 5x20 mm		10A 5x20mm	
Ausgangsstrom max.	2,6A	9,37A		5,5A	
Ableitstrom typisch bei Unenn+10 %	< 200µA	< 500µA			
Prüfspannung	4KV				
Einschaltstrombegrenzung	elektronisch				
Potentialausgleich (DIN42801)	über Pin am Holm gemäß DIN 42801	über Pin am Holm gemäß DIN 42802			
Ausgang	6xI EC320 am Trafo unter Fahrgestell	9xIEC 320 mit Isolationswächter 1 Ausgang weniger			
Therm. Überlastschutz	120°C				
Max. Einsatzhöhe	3000 Meter				
Schutzklasse	1 Schutzerdung				
Gehäuse/Maße	Alublech RAL 7035				
Trenntrafo-Gewicht ohne Netzkabel und Verpackung	8kg	13,5kg			
TÜV geprüft nach folgenden Normen	EN60601-1/A2:1995, IEC60601-1/1A2:1995, IEC 60601-1:1.2006, EN60601-1-2:2001, IEC60601-2:2001	EN60601-1/:2006, EN60601-1-2:2007			
Ausschalter	optional, Ref.-Nr. 19559	zentraler Ausschalter an der Innenseite des Trägerprofils	zentraler Ausschalter oben in der Profilabdeckung (bis Trägerprofilhöhe 1052mm) oder an der Außenseite des Trägerprofils (Einbauhöhe 950mm)	zentraler Ausschalter an der Innenseite des Trägerprofils	zentraler Ausschalter oben in der Profilabdeckung (bis Trägerprofilhöhe 1052mm) oder an der Außenseite des Trägerprofils (Einbauhöhe 950mm)
Lieferumfang	Trafo-Halterung (Stahlblech, RAL 9006), POAG-Kabel, Netzkabel (Typ E/F), min. 3m lang				

A = Aufstell-Trafo
U = Unterbau-Trafo

Isolationswächter nachrüstbar.
Netzkabel siehe Kaltgerätektechnik.

¹ Nicht für fuego Gerätewagen mit höhenverstellbarer Lift-Funktion.

² Nur ab Rollen Ø 125mm möglich.

³ Trenntransformatoren für toro Gerätewagen werden nur werkseitig montiert.

Elektro-Zubehör

Zubehör für Trenntransformatoren



Ref.-Nr. 21455

Netzwerkisolator

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · isoliert galvanisch die 10/100/1000-Mbit-Netzwerkverbindung vom übrigen Netzwerk · Gehäuse aus Kunststoff · Netzwerk-Isolator benötigt keine Software- oder Treiberinstallation · Netzwerk-Isolator ist unverzichtbar bei Trenntransformatoren · geprüft nach EN 60601-1 <p>Wenn Sie mithilfe dieses Gerätes ein ME-System erstellen, ist ein Konformitätsverfahren eines ME-Systems notwendig.</p>
Technische Daten	<p>Schutzart IP 20 Betriebsspannung 250 VAC rms Gewicht 45 g</p>
Maße in mm (BxTxH)	25x40x66
Ref.-Nr.	21455



Ref.-Nr. 16548

Isolationswächter für Trenntransformatoren mit und ohne Aussteckschutz


Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> · die Medizintechnik verwendet aus Sicherheitsgründen Isolationswächter · Überwachung des Isolationswiderstand nicht geerdeter Wechselstromnetze · wird an einer beliebigen Stelle am Gerätewagen befestigt · inklusive Abziehschutz · für Trenntrafos 1300-2200 nachrüstbar · geprüft nach EN 60601-1 / 60601-1-1 / 60601-1-2 	
	· mit Aussteckschutz	· ohne Aussteckschutz für fuego
Technische Daten	<p>Schutzart 1 / IP 20 Betriebsspannung 230 VAC Ansprechwert $\leq 50\text{K Ohm}$ Ansprechzeit < 2 Sekunden</p>	
Maße in mm (BxTxH)	192x34x56	
Ref.-Nr.	16548	16517

Elektro-Zubehör

Potentialausgleich-Systeme

Potentialausgleich-System POAG gemäß DIN 42801.

- In medizinisch genutzten Räumen können durch Geräte und andere leitfähige Teile Potentialdifferenzen auftreten, die ein Gefährdungspotential für Personen darstellen. Sicheren Schutz bietet ein Potentialausgleich.
- Potentialausgleichssysteme bieten zusätzliche Möglichkeit, Gefährdungen durch unterschiedliche Potentiale innerhalb eine ME-Systems zu vermindern.
- Deshalb wird ab Werk bei ausgewählten Gerätewagen ein POAG-Pin montiert und im Rahmen der Endabnahme elektrisch geprüft. Sofern nicht bereits in den Räumen vorgesehen, bitte entsprechende Potentialausgleichsleitung bei Bedarf dazu bestellen.
- HAEBERLE empfiehlt die Installation eines Potentialausgleich-Systems.



Ref.-Nr. 19529

POAG-Pin

Ausstattung / Info	• POAG-Pins werden von HAEBERLE fachmännisch montiert und geprüft. Selbstmontage ist nur durch entsprechend qualifiziertes Personal möglich.				
Gerätewagen	toro, fuego	swingo®	toro, swingo®	keo®	doppio, swingo®
Platzierung POAG-Pin	an der vorderen oder hinteren Nut	in der zentralen Nut innen	im Fahrgestell	seitlich oder hinten am Gehäuse	für Quertraverse
Ref.-Nr.	19529	16279	20140	20140	26073



Ref.-Nr. 21888

POAG-Verteiler

Ausstattung / Info	• der POAG-Verteiler ersetzt den POAG-Pin	
POAG-Verteiler	6-fach	8-fach
Ref.-Nr.	21888	21889

Potentialausgleichsleitungen

Ausstattung / Info	• POAG-Brücken von 3m, 4m oder 5m Länge zum Anschluss eines Gerätewagen am Wandstecker • POAG-Brücken von 0,5m, 1m, 2m oder 3m Länge sind zum Verbinden aufgestellter Geräte im Gerätewagen
Ref.-Nr. Länge POAG-Brücke	
0,5m	21880
1m	21881
2m	21882
3m	21883
4m	21884
5m	21885

ohne Abbildung

Elektro-Verbindungstechnik nach IEC 320 C13/C14.

- Die IEC320-Steckdosenleisten und die Trenntransformatoren aus dem Elektro Zubehörprogramm von HAEBERLE sind mit 10A Sicherungen ausgestattet.
- Länderneutral.



Ref.-Nr. 21912

Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 6-fach

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> • Kaltgeräte-Steckdosenleiste mit 1 Eingang und 6 Ausgängen • für die Gerätewagensysteme fuego, swingo®, toro 		
IEC 320-Steckdosenleiste 6-fach für Gerätewagen	fuego	swingo®	toro
Ref.-Nr. – ohne Ausschalter – mit 2-poligem grünem Ausschalter	21893 21913	21891 21911	21892 21912



Ref.-Nr. 21870

Netzkabel

Ausstattung/Info	<ul style="list-style-type: none"> • zum Anschluss der länderneutralen Kaltgerätektechnik sind verschiedene Netzkabel verfügbar • Netzkabel ca. 4 m
Ref.-Nr. – Typ F (Deutschland)/ Typ E (Frankreich) – Typ L (Italien) – Typ J/ 12 (Schweiz)	21460 21464 21465

Verlängerungskabel

Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • verwendbar zur Verlängerung oder zum Anschluss elektrischer Geräte
Ref.-Nr. Länge Verlängerungskabel 0,5 m 1 m 2 m 3 m	21870 21871 21872 21873

HAEBERLE

We.Move.Design.[®]

HAEBERLE GmbH + Co. KG

Breitwiesenstraße 13
70565 Stuttgart
Deutschland

Postfach 80 05 24
70505 Stuttgart
Deutschland

Telefon +49 (0) 711 78314-0
E-Mail info@haeberle-med.de

www.haeberle-med.de