

**KS Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN**

www.ksmedizintechnik.de

VENTISEPT PUR WIPES

**NACHHALTIG  
DESINFIZIEREN**



FLÄCHENDESINFektionSTÜCHER

**100% biologisch  
abbaubar**



- » Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen
- » Für Displays & Touchscreens medizinischer Geräte<sup>1</sup>
- » Sehr gute Hautverträglichkeit & parfümfrei
- » Einwirkzeiten ab 30 Sekunden

**Wirkungsspektrum:**

- » Bakterizid, levurozid
- » Mykobakterizid
- » Tuberkulozid
- » Wirksam gegen Noro-, Rota- und Adeno-Viren

CE 0482 MD Medizinprodukt

Ihr persönlicher Fachhändler:

Heck Hygiene GmbH  
Ostring 1 · 34277 Fuldaabrück  
GERMANY

Telefon +49 561 220739-0  
bestellung@heck-hygiene.de  
www.heck-hygiene.de

| Gebindegrößen                | Menge/Inhalt | Artikelnr.     | Preis/ Stück/VPE <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------|
| ventisept pur wipes Flowpack | 100 Blatt    | HE323DS-T100-2 |                               |

**HECK**  
HYGIENE

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

<sup>1</sup>6 Stück pro VPE  
270/Palette

<sup>2</sup>nicht auf Acrylglas, Aluminium, Messing und PET-Oberflächen anwenden. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.