

HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

∴ HEINE BETA® LED F.O. Otoskope

Die besten und hellsten HEINE Otoskope dank
einzigartiger LED^{HQ}-Technologie



KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de



[HEINE BETA[®] 400 LED F.O. OTOSKOP]

BETA4 Ladegriffe mit neuester Li-ion Technologie bieten im Vergleich zu bisherigen NiMH Akkus mehr als die doppelte Kapazität (keinen Memory Effekt), sehr schnelle Ladezeiten* und eine zusätzliche Ladestandsanzeige**

*BETA4 NT (Li-ion) typ. 2 Std.
BETA4 USB (Li-ion) typ. 4 Std.

**nur bei BETA4 NT, BETA4 USB

Gebläseanschluss für pneumatischen Test



Metallgehäuse

Stufenlose Helligkeitsregelung, LED^{HQ} für homogenes und farbgetreues Licht

Einzigartige 4,2fache Vergrößerung



BETA 400 LED F.O. Otoskop



herkömmliches Otoskop

HEINE BETA[®] LED F.O. Otoskope: Präzision in Schärfe, Farbwiedergabe und Helligkeit

Einzigartige 4,2 oder 3fache Vergrößerung.

Detailreichere Darstellung anatomischer Strukturen und einfache Identifizierung von Fremdkörpern.

Fiber Optik Beleuchtung. **Ermöglicht gleichmäßige, sehr helle Ausleuchtung und einen schattenfreien Blick auf Ohr und Tympanum.**

Einzigartige stufenlose Helligkeitsregelung zwischen 100% und 3% (Patent angemeldet). **Optimale Lichtintensität individuell einstellbar für jede Untersuchungssituation.**

Das fest eingebaute aufklappbare optische System, bzw. das schwenkbare Sichtfenster erlauben **leichtes Instrumentieren und einfaches Reinigen des Instrumentenkopfes.**

Durch ein solides Metallgehäuse und kratzfeste Glaslinsen garantieren die BETA LED F.O. Otoskope **eine außergewöhnlich lange Lebensdauer** und ein qualitativ gleichbleibendes Untersuchungsergebnis.

HEINE gewährt **5 Jahre Garantie**. Unseren hohen Anspruch an die Produktqualität jedes HEINE Instruments erfüllen wir mit einer hohen Fertigungstiefe und einer lückenlosen Kontrolle jedes einzelnen Schrittes.



HEINE LED^{HQ}:

Licht, das die Farben so lässt, wie sie sind

LED Leuchtmittel überzeugen mit ihrer langen Lebensdauer und hohen Energieeffizienz. Ein Lampenwechsel ist dadurch nicht mehr notwendig. Die Qualität einer LED-Beleuchtung kann jedoch im Vergleich zur XHL-Beleuchtung große Unterschiede aufweisen.

Mit der einzigartigen HEINE LED^{HQ}-Technologie genießen Sie alle Vorteile der gewohnten LED-Technologie, und darüber hinaus bietet sie denselben Lichtkomfort einer XHL-Lampe. Erreicht wird dieser durch einen getreuen Farbwiedergabewert (rot ist rot, blau ist blau).

► **HELLE UND GLEICHMÄSSIGE AUSLEUCHTUNG**

► **GETREUE FARBWIEDERGABE**

► **KONSTANTE LEUCHTKRAFT UND LEISTUNG**

über die gesamte Lebensdauer von typ. 100000 Stunden.

► **EFFIZIENZ**

mit BETA4 Ladegriff ca. 3x mehr Untersuchungszeit.

[HEINE BETA[®] 200 LED F.O. OTOSKOP]

Schwenkbares Sichtfenster mit 3facher Vergrößerung



Metallgehäuse



Stufenlose Helligkeitsregelung, LED^{HQ} für homogenes und farbgetreues Licht

Gebläseanschluss für pneumatischen Test

BETA4 Ladegriffe mit neuester Li-ion Technologie bieten im Vergleich zu bisherigen NiMH Akkus mehr als die doppelte Kapazität (keinen Memory Effekt), sehr schnelle Ladezeiten* und eine zusätzliche Ladestandsanzeige**

* BETA4 NT (Li-ion) typ. 2 Std.
BETA4 USB (Li-ion) typ. 4 Std.

** nur bei BETA4 NT, BETA4 USB

[BESTELLINFORMATIONEN]

BETA 400 LED F.O. Otoskop Set mit BETA4 USB Ladegriff

Das Set umfasst das BETA 400 LED F.O. Otoskop; 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips, 10 AllSpec Einweg-Tips 4 mm Ø, **BETA4 USB Ladegriff mit USB Kabel und Steckernetzteil**, Hartschalenetui, Griffablage

B-143.28.388



BETA 400 LED F.O. Otoskop Set mit BETA4 NT Ladegriff

Das Set umfasst das BETA 400 LED F.O. Otoskop; 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips, 10 AllSpec Einweg-Tips 4 mm Ø, **BETA4 NT Ladegriff mit NT4 Tisch-Ladegerät**, Hartschalenetui

B-143.24.420



BETA 200 LED F.O. Otoskop Set mit BETA4 USB Ladegriff

Das Set umfasst das BETA 200 LED F.O. Otoskop; 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips, 10 AllSpec Einweg-Tips 4 mm Ø, **BETA4 USB Ladegriff mit USB Kabel und Steckernetzteil**, Hartschalenetui, Griffablage

B-141.28.388



BETA 200 LED F.O. Otoskop Set mit BETA4 NT Ladegriff

Das Set umfasst das BETA 200 LED F.O. Otoskop; 1 Satz (4 Stück) Dauergebrauchs-Tips, 10 AllSpec Einweg-Tips 4 mm Ø, **BETA4 NT Ladegriff mit NT4 Tisch-Ladegerät**, Hartschalenetui

B-141.24.420



Weitere Produktkonfigurationen und andere HEINE Qualitätsprodukte finden Sie auf www.heine.com

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2022 HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Fachhändler

03/22. A-000.00.266 d

