

HEINE mini-c

handgehaltene Untersuchungslampe

Kleine Größe. Große Leistung.
Und die Sicherheit im Auge.



Robuste, langlebige Untersuchungsleuchte im kompakten Taschenformat.
Helles, konzentriertes Licht – **jetzt neu mit einzigartiger LED^{HQ}.**

- Sichere Augenuntersuchung dank getesteter photobiologischer Sicherheit.
- Komfortabel und ergonomisch.
- Natürliche Farben und praktisch unbegrenzte Lebensdauer der LED^{HQ}.
- Automatische Abschaltung in der Tasche dank Halteclip mit Ein- / Ausschalter.
- 20.000 Schaltzyklen garantiert.
- Austauschbare Batterien (Größe: AAA).

Bestellinformation

Art.-Nr.

HEINE mini-c handgehaltene Untersuchungslampe
mit Batterien [01]

D-008.73.109

HEINE mini-e Ear Light mit Batterien [02] für otoplastische
Anwendungen. Mit Hilfe des Leuchtstabes wird der optimale
Sitz von Hörgeräten überprüft.

D-008.73.103

