

Serie DX1


2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 1030-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1030-03/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 1030-04/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



NEU



Beide Abb.:
Modell 1030-04/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem (046);
Polsterfarbe: 64-703 pearl

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in Design-Halbrund-Form
- Tritthelb zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm, ohne Nasenschlitz
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke: 65 mm



KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm




Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit
ergonomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 010K/F / 015K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(nicht vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitensicherungen seitlich
versenkbar, RAL 9006 beschichtet,
Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile,
Länge 820 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 70 mm

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 510 mm bis 960 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 225 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
Kopfteil belastbar bis 90 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

