

# LIEBHERR

## HMFvH Medikamentenkühlschränke

	HMFvH 4001		HMFvH 4011		HMFvH 5501		HMFvH 5511	
	HMFvH 4001	HMFvH 4001 H63	HMFvH 4011	HMFvH 4011 H63	HMFvH 5501	HMFvH 5501 H63	HMFvH 5511	HMFvH 5511 H63
	Stahltür + Fachböden	Stahltür + Schubfächer	Glastür + Fachböden	Glastür + Schubfächer	Stahltür + Fachböden	Stahltür + Schubfächer	Glastür + Fachböden	Glastür + Schubfächer
Nutzhalt	295 Liter	239 Liter	297 Liter	239 Liter	436 Liter	361 Liter	435 Liter	361 Liter
Kühlteil	394 Liter	394 Liter	420 Liter	420 Liter	558 Liter	558 Liter	588 Liter	588 Liter
Außenmaße (H/B/T)	188,4 / 59,7 / 65,4 cm	188,4 / 59,7 / 65,4 cm	188,4 / 59,7 / 65,4 cm	188,4 / 59,7 / 65,4 cm	179,3 / 74,7 / 76,9 cm	179,3 / 74,7 / 76,9 cm	179,3 / 74,7 / 76,9 cm	179,3 / 74,7 / 76,9 cm
Energieverbrauch pro Jahr (kWh/a)	172	172	389	409	171	179	360	400
Geräusch-Schalleistung (dB)	49	49	49	49	49	49	49	49
Spannung	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~
Frequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Bedienung	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe	Touch & Swipe
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch	optisch und akustisch
positive Temperaturabweichung vom Sollwert (Kelvin)	1,2	1,5	1,9	1,7	0,9	0,9	1,2	1,2
negative Temperaturabweichung vom Sollwert (Kelvin)	-1,1	-2,8	-1,3	-2,1	-1,1	-1,5	-1,7	-1,8
SmartMonitoring-fähig	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Art der Vernetzbarkeit	SmartModule	SmartModule	SmartModule	SmartModule	SmartModule	SmartModule	SmartModule	SmartModule
Vernetzungslösung	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar	Integriert, entnehmbar
Schnittstelle	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN	WLAN/LAN
Datenlogger	Integriert	Integriert	integriert, USB-Schnittstelle	integriert, USB-Schnittstelle	Integriert	Integriert	integriert, USB-Schnittstelle	integriert, USB-Schnittstelle
Alarmhistorie	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Temperaturanzeige	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital	außen digital
Kühlsystem	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch	Dynamisch
Innenbeleuchtung	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links	LED-Lichtsäule links
Schubfächer	0	8	0	8	0	7	0	7
Anzahl der Ablageflächen	6	1	6	1	6	1	6	1
davon verstellbar	5	1	5	1	5	1	5	1
Farbe Gehäuse	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß	weiß
Material Tür/Deckel	Volltür	Volltür	Glas	Glas	Volltür	Volltür	Glas	Glas
Griff	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik	Antimikrobieller Griff mit Öffnungsmechanik
Material Innenbehälter	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
Material Stellfüße	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt	-	-	-	-
Rollen	-	-	-	-	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten	Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Selbstschließende Tür	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Türanschlag	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar	rechts wechselbar
Türanschlagwechsel	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich	selbstständig möglich
Art des Schlosses	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung	elektronisch, mit Fernsteuerung
Gewicht (ohne Verpackung)	64,5 kg	79,5 kg	83 kg	96 kg	82 kg	120 kg	101 kg	116 kg
Zertifizierungen	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1	DIN 13277 IEC 61010-2-011 IEC 61326-1

[zum Onlineshop](#)

