

SALVA® Transportstuhl

Der effiziente Klinikhelfer

Ausstattungsmerkmale und Optionen im Vergleich

	SALVA	SALVA plus
Ausstattung		
Universal-Polsterauflage in wählbarer Farbe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Nackenrolle in Polsterfarbe	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Vollschaum-Armstützenauflagen, hochklappbar mit Neigungsverstellung	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Schiebegriff starr	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fahrbarkeit		
Rollen Ø 12,5 cm antistatisch mit Richtungsfeststellung vorne und Zentralarretierung hinten	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Doppelrollen Ø 12,5 cm antistatisch mit Richtungsfeststellung vorne und Zentralarretierung hinten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Räder Ø 30 cm vorne und Rollen Ø 12,5 cm mit Zentralarretierung hinten	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manuelle Verstellung		
Rückenteil	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Fußteil	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Rücken- und Fußteil synchron verstellbar	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Höhenhub	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Einstiegs-/Aufstehhilfe (<i>benötigt Höhenhub</i>)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Weitere Optionen		
Fußbrett ausziehbar	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Normschienen seitlich am Sitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Infusionsstange und Infusionsstangenhalter, beidseitig montierbar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dokumentenablage	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

= Serienausstattung SALVA / SALVA plus

= Serienausstattung SALVA plus

= Option