



KS Medizintechnik





Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

61-IW-00 SENA i Scale, 61-IWG-00 SENA i Scale + 61-IW-00 SENA i scale, 61-IWG-00 SENA i scale +	
Anzeigegerät <i>terminal</i>	7-Segment-Anzeige rot <i>7-segment-display red</i> Ziffernhöhe 20 mm <i>digit height 20 mm</i> RS232- Schnittstelle <i>RS232 interface</i>
Klassifizierung nach 2017/745 Anhang VIII (MDR) <i>classification according to 2017/745 annex VIII (MDR)</i>	I m (mit Messfunktion) <i>class I m (with measuring function)</i>
Nenntemperaturbereich <i>nominal temperature range</i>	+10° ... +40°C
Wägezellen <i>load cells</i>	Doppelbalken-Wägezellen mit DMS-Applikation <i>double bending beam load cell with strain gauge application</i>
Genauigkeitsklasse <i>accuracy class</i>	C3
Wägebereich <i>weighing range</i>	2 ... 200 kg
Auflösung <i>resolution</i>	100 g
Kalibrierung <i>calibration</i>	✓
Eichung <i>certified calibration</i>	optional (erforderlich in der EU) <i>optional (required in EC)</i>
Netzversorgung <i>power rating</i>	100 – 240V AC, 50/60 Hz, max. 3,15A
Einschaltdauer <i>duty cycle</i>	max. 10% (2min on/18min off) <i>max. 10% (2 min on/18 min off)</i>
Elektrische Sicherheit nach <i>electrical safety according to</i>	EN/IEC 60601-1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) nach <i>electromagnetic compatibility (EMC) according to</i>	EN/IEC 60601-1-2
Schutzklasse nach EN/IEC 60601-1 <i>protection class according to EN/IEC 60601-1</i>	II
Schutzart <i>protection class</i>	IP X2
TÜV geprüfte Sicherheit <i>TÜV certified safety</i>	✓
Potenzialausgleich <i>equipotential bonding</i>	✓
CE Kennzeichnung (nach 2017/745 (MDR)) <i>CE marking (according to 2017/745 (MDR))</i>	CE
Gesamtlänge SENA i Scale (maximal) <i>total length SENA i scale (maximum)</i>	2290 mm
Breite SENA i scale (maximal) <i>width SENA i scale (maximum)</i>	1080 mm
Höhe SENA i scale (maximal) <i>height SENA i scale (maximum)</i>	1610 mm
Gewicht SENA i scale (abhängig von der Konfiguration) <i>weight SENA i scale (depends on configuration)</i>	ca. 125 kg
Auflage (L x B x H) <i>upholstery (L x W x H)</i>	2190 x 600 x 90 mm
Sitz-Liegehöhe <i>seating height</i>	560 mm - 780 mm

Prozesseigener: Datei: Seite:	Entwicklung 61-IW-XX_SENA i Scale DATENBLATT_2022-01-14.docx 1 von 2	Erstellt bzw. geändert am / von:	2022-01-15 / JEB
		Geprüft und freigegeben am / von:	2022-01-15 / LUG



Technische Änderungen vorbehalten!
Technical changes reserved!

Prozesseigener: Datei: Seite:	Entwicklung 61-IW-XX_SENSA i Scale DATENBLATT_2022-01-14.docx 2 von 2	Erstellt bzw. geändert am / von:	2022-01-15 / JEB
		Geprüft und freigegeben am / von:	2022-01-15 / LUG