



KS Medizintechnik
 Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921
HIER GÜNSTIG KAUFEN 
www.ksmedizintechnik.de

Technische Daten	SENSA i
Armstützen Länge x Breite x Höhe	
Vollschaum-Armstützenauflagen	60,5 cm x 13,5 cm x 4,5 cm
Schaumstoff-Armstützenauflagen	52,5 cm x 15,5 cm x 8,5 cm
niedrige keilförmige Schaumstoff-Armstützenauflagen	52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 bis 9,5 cm
hohe keilförmige Schaumstoff-Armstützenauflagen	52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 bis 12,5 cm
Polsterauflage Länge x Breite x Höhe	219 cm x 60 cm x 9 cm
Gesamtlänge (max.) x Gesamtbreite (max.)	229 cm x 87 cm
Bodenfreiheit	63 mm (Rollen Ø 7,5 cm) / 93 mm (Rollen Ø 10,0 cm) / 132 mm (Rollen Ø 12,5 cm)
Sitzhöhe	
mit Höhenhub	53 cm bis 75 cm (Rollen Ø 7,5 cm) / 56 cm bis 78 cm (Rollen Ø 10,0 cm) / 60cm bis 82 cm (Rollen Ø 12,5 cm)
ohne Höhenhub	57 cm (Rollen Ø 7,5 cm) / 60 cm (Rollen Ø 10,0 cm) / 64 cm (Rollen Ø 12,5 cm)
Höhenverstellung	22 cm (optional)
Neigungswinkel	
Rücken-/ Sitz-/ Fußteil	0° bis 72° (Variante Schocklage), -12° bis 72° (Variante Trendelenburg)/0° bis 25°/-25° bis 27°
Rücken-/ Sitz-/ Fußteil in Schocklagenposition	0°/25°/27°
Rücken-/ Sitz-/ Fußteil in Trendelenburgposition	-12°/25°/27°
Potentialausgleichsanschluss	Standard
Versorgungsnetz	100-240 V AC, 50/ 60 Hz
Sekundärspannung	29 V
Sicherung	Intern
Schutzart Handschalter/ Steuerung	IP X6/ IP X4
Schutzklasse	II
Einschaltdauer	2 Min. AN/ 18 Min. AUS oder 10 % mit max. 5 Schaltzyklen pro Minute
Verbrauch im Standby-Betrieb	< 2 W
Elektrische Sicherheit, EMV	DIN EN 60601-1, 60601-1-2
Spiral-Netzkabel	2,0 m bis 3,5 m
Zulässiger Luftdruck	800 bis 1060 hPA
Umgebungstemperatur	10° bis 40° C
Emissionsschalldruck	< 65 dB(A)
Medizinproduktklasse	I
Anwendungsteile Typ	B (Grenzwerte CF werden eingehalten)
Maximale Belastung	250 kg
Farbe Gestell/ Verkleidungen	hellgrau - RAL 7047
Gewicht (je nach Konfiguration)	85 bis 100 kg
Garantie	2 Jahre

Prozesseigener:	Entwicklung	Erstellt bzw. geändert am / von:	JEB / 2019-05-23
	Datei:	61-i-xx_SENSA i_Datenblatt_2019-05-23_DE.docx	Geprüft und freigegeben am / von:
Seite:	1 von 3		

Konfigurationsmöglichkeiten

Flexibilität

Verstellbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> ● Rücken-, Sitz- und Fußteil motorisch verstellbar ● Höhe motorisch verstellbar
Notfallpositionen	<ul style="list-style-type: none"> ● Schockposition ● Trendelenburgposition ● Fußtaster für Schock- oder Trendelenburgposition

Patientenkomfort

Polsterauflagen	<ul style="list-style-type: none"> ● einstellbare Luftpolsterung ● softweiche Polsterauflage ● Viscoschaum Polsterauflage ● Universal 2-Schichtschaum Polsterauflage ● Federkern Polsterauflage ● robuste Polsterauflage
Kopflagerung	<ul style="list-style-type: none"> ● Relaxkissen ● Nackenrolle
Armstützen	<ul style="list-style-type: none"> ● schwenk- und hochklappbare Armstützen ● Armstützen zusätzlich abklappbar ● Armstützen zusätzlich abklappbar und höhenverstellbar
Armstützenauflagen	<ul style="list-style-type: none"> ● Vollschaum-Armstützenauflagen ● gepolsterte Schaumstoff-Armstützenauflagen ● niedrige keilförmige Schaumstoff-Armstützenauflagen ● hohe keilförmige Schaumstoff-Armstützenauflagen
Fußstützen	<ul style="list-style-type: none"> ● manuell verstellbare Fußstütze ● manuell verstellbare Fußstütze mit automatischem Längenausgleich ● motorisch verstellbare Fußstütze mit automatischem Längenausgleich

Mobilität

Rollen	<ul style="list-style-type: none"> ● 7,5 cm Ø Rollen mit Einzelarretierung ● 10 cm Ø Rollen mit Einzelarretierung ● 10 cm Ø Rollen mit Einzelarretierung und Richtungsfeststellung ● 10 cm Ø Rollen mit Zentralarretierung ● 12,5 cm Ø Rollen mit Zentralarretierung und Richtungsfeststellung
Schiebegriffe	<ul style="list-style-type: none"> ● Schiebegriff ● schwenkbare Schiebegriffe
Netzunabhängigkeit	<ul style="list-style-type: none"> ● Akku

Hygiene und Reinigung

Verkleidungen

- Sitzteilverkleidung
- Fußteilunterverkleidung (Serie bei motorisch verstellbarer Fußstütze)
- Untergestellverkleidung LIGHT
- Untergestellvollverkleidung COMPLETE (Serie bei Zentralarretierung)


Auflagenschutz

- Säulenverkleidung
- antimikrobielle Polsterauflage
- transparente, abwaschbare Schonbezüge für die Armstützenauflagen
- transparenter, abwaschbarer Schonbezug für das Fußteil
- transparenter, abwaschbarer Schonbezug für die Fußstütze
- Jersey-Stretch-Bezug für die Polsterauflage
- Jersey-Stretch-Bezug für das Relaxkissen oder die Nackenrolle
- Jersey-Stretch-Bezug für die Armstützenauflagen
- Papierrollenhalter

Zubehör

- LED Leselampe
- Verlängerung für LED Leselampe
- einstellbare Lordosenstütze
- Anti-Dekubitus Gel-Sitzkissen
- Handschalterhalter aus Kunstleder (für die Vollschaum-Armstützenauflagen)
- Infusionsstangenhalter
- Infusionsstange inkl. Flaschenkreuz
- Potentialausgleichskabel
- länderspezifische Netzsteckervarianten

Konfigurationsbeispiel



Technische Änderungen vorbehalten!

Prozesseigener:	Entwicklung	Erstellt bzw. geändert am / von:	JEB / 2019-05-23
	Datei: 61-i-xx_SENSA i_Datenblatt_2019-05-23_DE.docx Seite: 3 von 3	Geprüft und freigegeben am / von:	JEB / 2019-05-23