

12

Untersuchungs-
leuchten
Examination
Lamps

LUXAMED®

Medizintechnik Made in Germany

KS **Medizintechnik**

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN 

www.ksmedizintechnik.de

Untersuchungsleuchten Examination Lamps

LUXAMED®
Medizintechnik Made in Germany

LED Untersuchungsleuchte

Moderne Untersuchungsleuchte für die Praxis mit energiesparender LED-Technologie. Mit einer Beleuchtungsstärke von ca. 50.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 30 cm bietet die LUXAMED® Untersuchungsleuchte eine optimale Ausleuchtung für eine professionelle Untersuchung.

- 15 V / 10 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs
- Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
- Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippsticheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LED Examination Lamp

Modern practice examination lamp with energy saving LED technology. With an illuminance of approx. 50.000 lux at 30 cm working distance, the LUXAMED® examination lamp ensures optimum illumination for a professional examination.


- 15 V / 10 W LED Lamp with 4 high-power LEDs
- Illuminance: approx. 50.000 Lux / 30 cm working distance
- aluminium illumination head for optimal heat convection and thermal radiation
- service life: approx. 50.000 hours
- Colour temperature: approx. 4.200 K
- Gooseneck construction with 90 cm long neck, neck remains in desired position
- maximum working area: 165 cm
- robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- multifunction plug (EU/UK/US)

U1.111.014

LED Untersuchungsleuchte, weiß

LED Examination Lamp, white

U5.121.114 Handgriff | Handle



COLOUR
YOUR
DAY



► LED Untersuchungsleuchte
auf 5-Fuß-Stativ, pulverbeschichtet

► LED Examination Lamp
with 5-foot-stand, powder-coated

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately



weiß
white



weißblau
ice-blue



rapsgelb
colza yellow



jadegrün
jade-green



zartflieder
delicate lilac



magenta
magenta

LED Untersuchungsleuchte
LED Examination Lamp

U1.131.014	weiß / weißblau	white / ice-blue	■
U1.141.014	weiß / rapsgelb	white / colza yellow	■
U1.151.014	weiß / jadegrün	white / jade-green	■
U1.161.014	weiß / zartflieder	white / delicate lilac	■
U1.171.014	weiß / magenta	white / magenta	■

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately



Untersuchungsleuchte mit Fokussierung

Examination Lamp
Focusable

FOCUS




LED Untersuchungsleuchte FOCUS mit Fokussierung

Moderne Untersuchungsleuchte mit Fokussierung für die Praxis mit energie sparender LED-Technologie. Für Untersuchungen und kleinere Eingriffe. Bei einem Arbeitsabstand von 30 cm ist der Lichtspot auf einen Durchmesser von 8 cm auf 15 cm einstellbar. Durch die ausgezeichnete Homogenität des Lichtspots ist der Arbeitsbereich immer optimal ausgeleuchtet.

LED Examination Lamp FOCUS Focusable

Modern, focusable practice examination lamp with energy saving LED technology. For examination and minor surgery. At an operating distance of 30 cm, the light spot can be adjusted from a diameter of 8 cm up to 15 cm. The excellent homogeneity of the light spot always ensures optimum illumination of the working field.



LED Untersuchungsleuchte weiß
LED Examination Lamp white

FOCUS

U1.211.014

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately

**LED Untersuchungsleuchte FOCUS
mit Fokussierung**

- LED Lampe mit 1 Hochleistungs-LED 10 W
- Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 60.000 Lux (Durchmesser 80 mm)
- Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 25.000 Lux (Durchmesser 150 mm)
- Farbtemperatur: ca. 5000 K
- CRI: 93
- Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Betriebsstunden
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmeabfuhr und Wärmestrahlung daher geringe Wärmeentwicklung.
- Schwanenhalskonstruktion mit 100 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippssicheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

**LED Examination Lamp FOCUS
Focusable**

- LED Lamp with 1 high-power LED 10 W
- illuminance at a distance of 30 cm: approx. 62.000 Lux (diameter 80 mm)
- illuminance at a distance of 30 cm: approx. 25.000 Lux (diameter 150 mm)
- colour temperature: approx. 5000 K
- CRI: 93
- service life of LED: approx. 50.000 hours
- aluminium illumination head for optimal convection and heat radiation, therefore low heat development
- Gooseneck construction with 100 cm long neck, neck remains in desired position
- maximum examination height: 165 cm
- robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- multifunction plug (EU/UK/US)

Untersuchungsleuchten und Zubehör

Examination Lamps and Accessories



LED Untersuchungsleuchte
Oberteil allein
LED Examination Lamp
upper part only

Tischklemme
Table clamp



Wandhaltewinkel
Wall bracket



Normschienenklaue
Standard rail clamp



U9.212.014 LED Untersuchungsleuchte FOCUS, Oberteil allein, weiß

U9.212.014 LED Examination Lamp FOCUS, upper part only, white

U9.112.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, weiß

U9.112.014 LED Examination Lamp, upper part only, white

U9.132.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, weißblau

U9.132.014 LED Examination Lamp, upper part only, ice-blue

U9.142.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, rapsgelb

U9.142.014 LED Examination Lamp, upper part only, colza yellow

U9.152.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, jadegrün

U9.152.014 LED Examination Lamp, upper part only, jade-green

U9.162.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, zartlilieder

U9.162.014 LED Examination Lamp, upper part only, delicate lilac

U9.172.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, magenta

U9.172.014 LED Examination Lamp, upper part only, magenta

U5.121.114 Handgriff zu LED Untersuchungsleuchten

U5.121.114 Handle for LED Examination Lamps

U5.232.014 Wandhaltewinkel zu LED Untersuchungsleuchten

U5.232.014 Wall bracket for LED Examination Lamps

U5.242.014 Tischklemme zu LED Untersuchungsleuchten

U5.242.014 Table clamp for LED Examination Lamps

U5.252.014 Normschienenklaue zu LED Untersuchungsleuchten

U5.252.014 Standard rail clamp for LED Examination Lamps

U9.113.014 5-Fuß-Stativ zu LED Untersuchungsleuchten, weiß

U9.113.014 5-foot-stand for LED Examination Lamps, white

Produkte | Products

- 1 Otoskope | Otosscopes
- 2 Ophthalmoskope | Ophthalmoscopes
- 3 Otoskop- und Ophthalmoskop-Diagnostik Sets |
Otoscope + Ophthalmoscope Diagnostic Sets
- 4 Dermatoskope | Dermatoscopes
- 5 Diagnostikleuchten | Diagnostic Penlights
- 6 Mechanische Blutdruckmessgeräte |
Aneroid Sphygmomanometers
- 7 Stethoskope | Stethoscopes
- 8 Reflexhämmer | Reflex Hammers
- 9 Stimmgabeln | Tuning Forks
- 10 KIDS Kollektion | KIDS Collection
- 11 Laryngoskope | Laryngoscopes
- 12 Untersuchungsleuchten | Examination Lamps**

LUXAMED®
Medizintechnik Made in Germany



LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Straße 3
89143 Blaubeuren | Germany

T +49 (0) 7344 92905-0
F +49 (0) 7344 92905-10

info@luxamed.de
www.luxamed.de

LUXAMED®
Medizintechnik Made in Germany



Untersuchungsleuchten

Examination Lamps

LED Untersuchungsleuchte

Moderne Untersuchungsleuchte für die Praxis mit energiesparender LED-Technologie. Mit einer Beleuchtungsstärke von ca. 50.000 Lux bei einem Arbeitsabstand von 30 cm bietet die LUXAMED® Untersuchungsleuchte eine optimale Ausleuchtung für eine professionelle Untersuchung.

- 15 V / 10 W LED Lampe mit 4 Hochleistungs-LEDs
- Beleuchtungsstärke: ca. 50.000 Lux / 30 cm Abstand
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung
- Lebensdauer: ca. 50.000 Stunden
- Farbtemperatur: ca. 4.200 K
- Schwanenhalskonstruktion mit 90 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippssicheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LED Examination Lamp

Modern practice examination lamp with energy saving LED technology. With an illuminance of approx. 50.000 lux at 30 cm working distance, the LUXAMED® examination lamp ensures optimum illumination for a professional examination.

- 15 V / 10 W LED Lamp with 4 high-power LEDs
- Illuminance: approx. 50.000 Lux / 30 cm working distance
- aluminium illumination head for optimal heat convection and thermal radiation
- service life: approx. 50.000 hours
- Colour temperature: approx. 4.200 K
- Gooseneck construction with 90 cm long neck, neck remains in desired position
- maximum working area: 165 cm
- robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- multifunction plug (EU/UK/US)

U1.111.014

LED Untersuchungsleuchte, weiß

LED Examination Lamp, white

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately

COLOUR
YOUR
DAY



► LED Untersuchungsleuchte
auf 5-Fuß-Stativ, pulverbeschichtet

► LED Examination Lamp
with 5-foot-stand, powder-coated

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately



weiß
white



weißblau
ice-blue



rapsgelb
colza yellow



jadegrün
jade-green



zartlieder
delicate lilac



magenta
magenta

U5.121.114 Handgriff | Handle



Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately

LED Untersuchungsleuchte
LED Examination Lamp

U1.131.014	weiß / weißblau	white / ice-blue	
U1.141.014	weiß / rapsgelb	white / colza yellow	
U1.151.014	weiß / jadegrün	white / jade-green	
U1.161.014	weiß / zartlieder	white / delicate lilac	
U1.171.014	weiß / magenta	white / magenta	



Untersuchungsleuchte mit Fokussierung

Examination Lamp
Focusable

FOCUS






LED Untersuchungsleuchte FOCUS mit Fokussierung

Moderne Untersuchungsleuchte mit Fokussierung für die Praxis mit energie sparender LED-Technologie. Für Untersuchungen und kleinere Eingriffe. Bei einem Arbeitsabstand von 30 cm ist der Lichtspot auf einen Durchmesser von 8 cm auf 15 cm einstellbar. Durch die ausgezeichnete Homogenität des Lichtspots ist der Arbeitsbereich immer optimal ausgeleuchtet.

LED Examination Lamp FOCUS Focusable

Modern, focusable practice examination lamp with energy saving LED technology. For examination and minor surgery. At an operating distance of 30 cm, the light spot can be adjusted from a diameter of 8 cm up to 15 cm. The excellent homogeneity of the light spot always ensures optimum illumination of the working field.



LED Untersuchungsleuchte weiß
LED Examination Lamp white

FOCUS

U1.211.014

U5.121.114 Handgriff | Handle

Handgriff
separat
erhältlich

Handle available
separately

LED Untersuchungsleuchte FOCUS mit Fokussierung

- LED Lampe mit 1 Hochleistungs-LED 10 W
- Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 60.000 Lux (Durchmesser 80 mm)
- Beleuchtungsstärke bei 30 cm Abstand: 25.000 Lux (Durchmesser 150 mm)
- Farbtemperatur: ca. 5000 K
- CRI: 93
- Lebensdauer der LED: ca. 50.000 Betriebsstunden
- Aluminiumleuchtkopf für optimale Wärmekonvektion und Wärmestrahlung daher geringe Wärmeentwicklung.
- Schwanenhalskonstruktion mit 100 cm langem Arm, Arm verbleibt in gewünschter Position
- maximale Untersuchungshöhe: 165 cm
- stabiles, kippssicheres Rollstativ aus Metall (pulverbeschichtet)
- Multifunktionsstecker (EU/UK/US)

LED Examination Lamp FOCUS Focusable

- LED Lamp with 1 high-power LED 10 W
- illuminance at a distance of 30 cm: approx. 62.000 Lux (diameter 80 mm)
- illuminance at a distance of 30 cm: approx. 25.000 Lux (diameter 150 mm)
- colour temperature: approx. 5000 K
- CRI: 93
- service life of LED: approx. 50.000 hours
- aluminium illumination head for optimal convection and heat radiation, therefore low heat development
- Gooseneck construction with 100 cm long neck, neck remains in desired position
- maximum examination height: 165 cm
- robust, non-tilting 5-foot-stand, made from metal (powder-coated)
- multifunction plug (EU/UK/US)

Untersuchungsleuchten und Zubehör

Examination Lamps and Accessories



LED Untersuchungsleuchte
Oberteil allein
LED Examination Lamp
upper part only

Tischklemme
Table clamp



Wandhaltewinkel
Wall bracket



Normschienenklaue
Standard rail clamp



U9.212.014 LED Untersuchungsleuchte FOCUS, Oberteil allein, weiß

U9.212.014 LED Examination Lamp FOCUS, upper part only, white

U9.112.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, weiß

U9.112.014 LED Examination Lamp, upper part only, white

U9.132.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, weißblau ■

U9.132.014 LED Examination Lamp, upper part only, ice-blue ■

U9.142.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, rapsgelb ■

U9.142.014 LED Examination Lamp, upper part only, colza yellow ■

U9.152.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, jadegrün ■

U9.152.014 LED Examination Lamp, upper part only, jade-green ■

U9.162.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, zartflieder ■

U9.162.014 LED Examination Lamp, upper part only, delicate lilac ■

U9.172.014 LED Untersuchungsleuchte, Oberteil allein, magenta ■

U9.172.014 LED Examination Lamp, upper part only, magenta ■

U5.121.114 Handgriff zu LED Untersuchungsleuchten

U5.121.114 Handle for LED Examination Lamps

U5.232.014 Wandhaltewinkel zu LED Untersuchungsleuchten

U5.232.014 Wall bracket for LED Examination Lamps

U5.242.014 Tischklemme zu LED Untersuchungsleuchten

U5.242.014 Table clamp for LED Examination Lamps

U5.252.014 Normschienenklaue zu LED Untersuchungsleuchten

U5.252.014 Standard rail clamp for LED Examination Lamps

U9.113.014 5-Fuß-Stativ zu LED Untersuchungsleuchten, weiß

U9.113.014 5-foot-stand for LED Examination Lamps, white

Produkte | Products

- 1 Otoskope | Otoscopies
- 2 Ophthalmoskope | Ophthalmoscopes
- 3 Otoskop- und Ophthalmoskop-Diagnostik Sets |
Otoscope + Ophthalmoscope Diagnostic Sets
- 4 Dermatoskope | Dermatoscopes
- 5 Diagnostikleuchten | Diagnostic Penlights
- 6 Mechanische Blutdruckmessgeräte |
Aneroid Sphygmomanometers
- 7 Stethoskope | Stethoscopes
- 8 Reflexhämmer | Reflex Hammers
- 9 Stimmgabeln | Tuning Forks
- 10 KIDS Kollektion | KIDS Collection
- 11 Laryngoskope | Laryngoscopes
- 12 Untersuchungsleuchten | Examination Lamps**

LUXAMED®

Medizintechnik Made in Germany



LUXAMED GmbH & Co. KG

Daniel-Weil-Straße 3
89143 Blaubeuren | Germany

T +49 (0) 7344 92905-0
F +49 (0) 7344 92905-10

info@luxamed.de
www.luxamed.de