



medical **ECONET**  
GERMANY

inkl.  
Glasgow  
Algorithmus



## CARDIO M-PAD 7

Leichtes Tablet-EKG mit 7"-Touch-Display

- 7" hochauflösendes Farb-Touchscreen, einfach zu bedienen. Tragbare und kompakte Größe
- Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Batterie
- Kann mit einem externen DC-Netzteil betrieben werden
- Eingabe von Patientinformationen über virtuelle alphanumerische Tastatur und Scannen von Barcodes
- Ausgabedateien in Formaten wie: PDF, BMP, HL7, DICOM, SCP
- Unterstützung der drahtlosen Übertragung von EKG-Daten über WiFi und mobile Netzwerke
- Unterstützt Laserdrucker über USB-Anschluss und Netzwerkdrucker

**KS** **Medizintechnik**  
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

**HIER GÜNSTIG KAUFEN** 

[www.ksmedizintechnik.de](http://www.ksmedizintechnik.de)

# Spezifikationen

| Allgemein                   |   |
|-----------------------------|---|
| EKG-Ableitungen             | 12-Kanal  |
| HR-Bereich                  | 30 ~ 300 bpm  |
| Genauigkeit                 | ± 1   |
| A/D Wandlung                | 24 bits   |
| Abtast Rate                 | 32.000 Abtastungen pro Sekunde  |
| Gleichtakt Rückweisungsrate | ≥ 140 dB (AC Filter an)<br>≥ 120 dB (AC Filter aus)   |
| Zeitkonstante               | ≥ 5 Sek.  |
| Frequenzgang                | 0.01 HZ ~ 350 HZ (+0.4 dB-3.0 dB)   |
| Sensitivität                | Auto. 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV, weniger als ± 5% Toleranz   |
| Filter                      | AC Filter: 50 Hz, 60 Hz, Aus<br>EMG Filter: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, Aus<br>ADS Filter: 0.01 Hz, 0.05 Hz, 0.32 Hz, 0.67 Hz<br>Tiefpass Filter: 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 300 Hz, Aus |
| Papiergeschwindigkeit       | 5 mm/s, 6,25 mm/s, 10mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s und 50 mm/ms, weniger als ± 3% Toleranz   |
| Eingangsimpedanz            | ≥100MΩ (10Hz)   |
| Standard Zubehör            | EKG-Kabel, präkordiale Saugelektroden, Extremitäten-Elektroden, wiederaufladbare Batterie, Netzkabel, 7"- Schutzhülle, USB-Stick  |
| Optionales Zubehör          | Transporttasche   |
| Sprachen                    | Deutsch, Englisch, Polnisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Griechisch, Chinesisch, Russisch  |
| Abmessungen                 | Größe: (LxHxB) 197 mm x 112,4 mm x 26,1 mm<br>Netto Gewicht: 0,8 kg   |
| Analyse-Algorithmus         | Glasgow   |



## Optionales Zubehör



medical **ECONET**

Im Erlengrund 16, 46149 Oberhausen - Germany

t: +49 (0) 208 377 890-0 info@medical-econet.com  
f: +49 (0) 208 377 890-55 www.medical-econet.com  
facebook.com/medicaleconetgermany  
twitter.com/medicaleconet

Fachhändler

\*Änderungen vorbehalten