

MAKE YOUR WORK FLOW



MELAseal/ 300 – Der Boost für Ihren Workflow

Maximale Effizienz auf kleinstem Raum: Das kompakte Durchlaufsiegelgerät verpackt besonders viele Instrumente in kürzester Zeit - und das ohne Pausen! Dabei überzeugt das neue MELAseal/ 300 mit smarten Funktion, überragender Performance und einer Top-Produktivität im Verpackungsprozess.



Lieferbar
Juli 2024

50 % Platzersparnis*

Geräteabmessung (B x H x T): 36 x 16 x 17,5 cm

- ★ **Einrichtungsassistent** für die Selbstaufstellung durch das Praxis-Team
- ★ **Schnell betriebsbereit** durch eine kurze Aufheizzeit von 100 sek
- ★ **Beeindruckend schnelle Siegelprozesse** mit einer Durchlaufgeschwindigkeit von 8,5 m / min
- ★ **Abgestimmtes Bedienkonzept** mit **großem Smart-Touch Display**
- ★ **Dokumentation und Protokollierung** per USB- und Netzwerk-Schnittstellen
- ★ **Segmentierte Siegelnähte** mit einer Breite von 12 mm zum Schutz vor durchstechenden Instrumenten
- ★ **Reminder-Funktion** für die Routine-Prüfungen
- ★ **Power Save Technologie** für Top-Energieeffizienz

MELAG

KS **Medizintechnik**
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

* Im Vergleich zum Vorgänger-Modell MELAseal/ Pro