

MELAseal® Pro

Einzigartig in Effizienz und Sicherheit.

MELAseal® Pro ist für Praxen und Kliniken mit besonders hohem Instrumentenaufkommen konzipiert. Das validierbare Durchlauf-Siegelgerät gewährleistet effizientes Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen in kürzester Zeit. Bereits zwei Minuten nach dem Einschalten ist das Siegelgerät betriebsbereit: Schnell, sicher und ohne Pausenzeiten können Sie die Instrumente verpacken. MELAseal® Pro bietet zusätzlich den Vorteil einer segmentierten Siegelnaht mit einer Breite von 14 mm. Die Beschaffenheit der Siegelnaht garantiert höchste Sicherheit bei der Instrumentenlagerung sowie erstklassigen Komfort beim Öffnen der Folienverpackung.

Die relevanten Siegelparameter Anpressdruck, Temperatur und Zeit werden überwacht und wahlweise mit dem Drucker MELAprint® 44 ausgedruckt, mit MELAflash CF-Card-Printer abgespeichert oder direkt mit der Dokumentations- und Freigabesoftware MELAtrace® auf einen Praxis-PC übertragen.

KS Medizintechnik
seit 1921
Telefon: 0800 - 10 10 871
HIER GÜNSTIG KAUFEN
www.ksmedizintechnik.de

MELAG
competence in hygiene

Die Produkt-Highlights:

- ✓ Fehlervermeidung durch **intuitive Bedienung** mit Softkeys und LCD-Display
- ✓ **Hohe Durchlaufgeschwindigkeit** von 8 m/min
- ✓ **Zusätzliche Sicherheit** durch Siegelnahtbreite von 14 mm
- ✓ **Serielle Schnittstelle** für Protokollausgabe per Drucker, CF-Card-Printer oder PC
- ✓ **Arbeits Tisch Standard und Comfort** für höchste Effizienz im Verpackungsprozess
- ✓ **Rechtssicherheit** durch Erfüllung der EN ISO 11607-2





Abgestimmtes Zubehör

Das vielfältige Zubehör bietet maximale Flexibilität: Gestalten Sie mit Arbeitstisch, Rollenhalter und Dokumentationsmedium den Verpackungsprozess nach Ihren Vorstellungen. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr über unsere individuellen Zubehör-Lösungen.



+ Arbeitstisch Standard und Comfort



Entdecken Sie die Produkt-Highlights im MELAseal® Pro Produktvideo unter www.melag.com/mediathek