



Nicht groß.  
 Aber großartig.  
 Der schnellste Autoklav der Welt!



## Vacuclave 105 - so schnell war schnell noch nie!

Schnelligkeit durch und durch, Qualität drum herum: Vacuclave 105 ist unser neuer kleiner 5-Liter Autoklav für große Träume. Denn mit Rekordzyklus-Zeiten ab 6,5 Minuten (zzgl. Trocknung) sterilisieren Sie Ihre Instrumente auf 2 Tablett auf minimalem Platz.

Entdecken Sie die Vorteile des schnellsten Autoklaven der Welt:



ab

# 6,5 min

Zykluszeit eines herkömmlichen Praxis-Autoklav: 40 min

-  **82 % schnellere Zykluszeiten\***
-  **60 % weniger Platzbedarf\***  
(Abmessung B x H x T: 30 x 30 x 59 cm)
-  **50 % weniger Gewicht\***

\* Im Vergleich zu einem herkömmlichen Praxis-Autoklaven.

-  **Einzigartige MELAG Qualität - made in Germany garantiert höchste Zuverlässigkeit im Praxisalltag**
-  **Auf die Plätze. Fertig. Installiert.** Standortunabhängige Plug & Play Installation dank stand-alone Gerätekonzept
-  Das **große Smart-Touch Display** macht alles einfach einfacher - vom Programmstart bis zur Dokumentation per USB oder Netzwerk
-  Mit der **frei-programmierbaren Trocknung flexDRY** passen Sie die Trocknungszeit im Intervall von 1 bis 60 min flexibel an Ihren Workflow und Ihre Beladung an

