



KS Medizintechnik

Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Pro Line
Vacuclave 105

Prime Line
Vacuclave 305

| | Pro Line Vacuclave 105 | Prime Line Vacuclave 305 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Gerätetyp | Stand-alone | Stand-alone |
| EN 13060 Klassifizierung | Typ B | Typ B |
| Smart-Touch Display | 4.3" | 4.3" |
| Kesselgröße | 5 Liter | 5 Liter |
| Beladungskapazität | 2 kg unverpackt / 1.5 kg verpackt | 2 kg unverpackt / 1.5 kg verpackt |
| Anzahl der Trays | 2 Tablett | 2 Tablett |
| Zykluszeit (ohne Trocknung)* | 6,5 – 15 min* | 6,5 – 15 min* |
| Energiesparfunktion | ✓ | ✓ |
| Leitwert-Messung | ✓ | ✓ |
| Integrierte Dokumentationsmedien | ✓ | ✓ |
| ProControl Chargenfreigabe | ✗ | ✓ |
| Druck von Barcode-Etiketten | ✗ | ✓ |
| DRYtelligence Trocknung | ✗ | ✓ |
| Frei-programmierbare flexDRY Trocknung | ✓ | ✓ |
| Wartungszyklen | 4.000 Zyklen o. 2 Jahre | 4.000 Zyklen o. 2 Jahre |

* Zykluszeit bei Minimalbeladung (zzgl. Trocknung)