

ProCare Med 10 MA - 5 l

Allround-Reiniger, mildalkalisch, 5 l

zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten.

EAN: 7612594269379 / Materialnummer: 11847730 / Alte Materialnummer: 6980M0411V1



- Leistungsstarker und zugleich materialschonender Reiniger
- Geeignet für alle Arten von Instrumenten
- Spezielle, ausgewählte und hochwertige Inhaltsstoffe
- Schaumarm und frei von Duft- und Farbstoffen
- Recycelbare Verpackung einschließlich Verschluss & Etikett

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Einsatzmöglichkeiten	
Entfernung von Blut	Sehr gut
Entfernung von organischen Rückständen	Sehr gut
Entfernung von Resten von Gewebe- und Zellkulturen	Sehr gut
Entfernung von Schleim von medizinischen Instrumenten	Sehr gut
Verringert die Haftung von Verunreinigungen an Oberflächen	Sehr gut
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	1-6 ml/l
pH-Wert der Anwendungslösung	10,0
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Ophthalmologie	•
Urologie	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Mildalkal. Reinigungsmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	Enzyme, Komplexbildner (ohne Phosphat), Konservierungsmittel, Phosphat, Tenside, nichtionische Tenside
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für Keramik	•
Gutes Reinigungsvermögen	•
Materialschutz	•
Vielfältig einsetzbar	•
Hohe Materialschonung	•
Sehr gute Materialverträglichkeit	•
Geeignet für empfindliche Materialien	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für Buntmetalle	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Geeignet für MIS Instrumente	•

ProCare Med 10 MA - 5 l

Allround-Reiniger, mildalkalisch, 5 l

zur maschinellen Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten.

EAN: 7612594269379 / Materialnummer: 11847730 / Alte Materialnummer: 6980M0411V1



Geeignet für Anästhesiegeräte	•
Geeignet für Beatmungsgeräte	•
Geeignet für Stationsutensilien	•
Geeignet für Sterilisationsbehälter aus Aluminium	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	214
Außenmaß, Nettobreite in mm	143
Außenmaß, Nettotiefe in mm	246
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	214
Außenmaß, Bruttobreite in mm	143
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	246
Bruttogewicht in kg	6
Füllmenge in ml	5000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•