

ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Klarspüler, neutral, 1 l

mit Ausgießhilfe, zum Nachspülen von Instrumenten und Utensilien, biokompatibel.

EAN: 7612594269638 / Materialnummer: 11848250 / Alte Materialnummer: 6980M0701V1



- Deutlich kürzere Trocknungszeiten mit verminderter Fleckenbildung
- Klare und saubere Spülung durch Senkung der Oberflächenspannung
- Erleichterte Dosierung durch präzise Ausgießhilfe
- Recyclebare Verpackung einschließlich Verschluss & Etikett

Produktzugehörigkeit	
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Medizin	•
Dosierempfehlung	
Dosierempfehlung pro Spülgang	0,3-1 ml/l
pH-Wert der Anwendungslösung	7,9
Kleine Öffnung als Ausgießhilfe	•
Hauptanwendungsbereiche	
Allgemeinmedizin	•
Chirurgie	•
Dermatologie	•
Gynäkologie	•
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	•
Produkteigenschaften	
Medienart	Klarspülmittel
Aggregatsform	Flüssigkonzentrat
Inhaltsstoffe	
Minimale Lagertemperatur in °C	5
Maximale Lagertemperatur in °C	25
Geeignet für Edelstahl	•
Geeignet für Aluminium	•
Geeignet für nicht eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für Keramik	•
Verbessert und verkürzt die Trocknung	•
Sehr gute Abspülbarkeit	•
Geeignet für Standardinstrumente	•
Geeignet für eloxiertes Aluminium	•
Geeignet für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten und Utensilien	•
Geeignet für wiederverwendbaren thermostabilen, invasiven und nicht invasiven Medizinprodukte	•
Geeignet für chirurgische Instrumente	•
Geeignet für mikrochirurgische Instrumente	•
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	217
Außenmaß, Nettobreite in mm	85
Außenmaß, Nettotiefe in mm	85
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	85
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	85
Bruttogewicht in kg	1
Füllmenge in ml	1000
Konformitäten, Prüf- und Kennzeichen	
CE	•