

Butterfly Falte wand

RBF



CE



Offene Breite 140 oder 200 cm

Höhe 165 cm

10 Jahre Garantie
auf Scharnier-system

feststellbare Rollen



Modell	ropimex® Butterfly Falte wand
RBF	3-flüglig, mit mittig auf Doppel-Querfuß zentriertem Flügel und beidseitig um 360° drehbaren Flügeln
In zwei Formaten erhältlich	RBF: Flügelbreiten 45/50/45 cm (140 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 15,20 kg RBF200: Flügelbreiten 65/70/65 cm (200 cm), Höhe 165 cm, Gewicht 18 kg

Material	Alu-Designprofile, natur-eloxiert mit Polycarbonat-Füllplatten, desinfizierbar, schwerentflammbar, extrem schlagzäh, Kunststoffteile aus Polyamid, hellgrau, Kunststoffrollen, feststellbar
Farben	Standard weiß, transluzent



Füllplatten aus Polycarbonat

Falte wand Konfigurator

29 Farben
21 Designs

