

optimiert

seca 336

Elektronische Säuglings- waage III



- Handlich und leicht zu transportieren.
- Flache Wiegemulde.
- Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.
- Optional mit digitalem Messstab seca 234 oder analogem Messstab seca 232 n.

KS Medizintechnik
seit 1921

Karthäuser Straße 21
 34587 Felsberg
Kostenlose Servicehotline
 Tel.: 0800 - 10 10 871

www.ksmedizintechnik.de
info@ksmedizintechnik.de

[Im KS-Onlineshop günstig kaufen -->](#)

seca[®]
 Präzision für die Gesundheit

seca 336:

Hohe Qualität und komfortable Bedienung für ein schnelles und genaues Messergebnis.

► Moderne Technologie nützt nur dann etwas, wenn sie auch den Alltagstest besteht. Die elektronische Säuglingswaage seca 336 hat die nötigen Details, mit denen der Alltag in Praxis und Krankenhaus zukünftig leichter wird: Einfach in der Bedienung, mobil und langlebig zugleich, erfüllt sie alle Voraussetzungen für die ideale Waage in der Pädiatrie.

Handlich und leicht für den mobilen medizinischen Einsatz.

Mit einem Eigengewicht von nur 3,7 kg ist diese Waage ein wahres Leichtgewicht ihrer Klasse. Der seitlich integrierte Tragegriff erleichtert den Transport. Praktisch außerdem: Die flache und damit platzsparende Form, z. B. für die Lagerung in der Schublade von Wickeltischen. In der optional erhältlichen Tasche seca 428 lässt sich die Waage unterwegs sicher verstauen.



Ob mit oder ohne Messstab, die seca 336 ist mit dem Tragegriff und geringem Gewicht gut für den Transport geeignet.

Komfortable Bedienung und gut ablesbare LCD-Anzeige.

Viel Platz zum Wohlfühlen und rundherum gut aufgehoben ist das Baby in der großen, flachen Wiegemulde. Durch die bequeme Position gelingt die Längenmessung besonders schnell und präzise. Größere Babys oder Kleinkinder können im Sitzen gewogen werden. Der ermittelte Messwert wird auf dem hell erleuchteten LCD-Display angezeigt und zwei Minuten lang festgehalten.



Gut ablesbares, beleuchtetes LCD-Display.

Je kürzer der Messvorgang, desto angenehmer für das Baby.

Die seca 336 ist mit einer speziellen Dämpfung ausgestattet, die auch bei unruhigen Babys sofort exakte Messergebnisse liefert. Mit dem optionalen Messstab kann im selben Arbeitsgang die Länge gemessen werden, entweder digital mit dem seca 234 oder analog mit dem seca 232 n.



Der digitale Messstab erleichtert die Messung durch ein übersichtliches Display.

Technische Daten

- Tragkraft: 20 kg
- Teilung: 5 g < 10 kg > 10 g
- Maße (BxHxT): 650 x 110 x 308 mm
- Eigengewicht: 3,7 kg
- Funktionen: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik, Bestätigen
- Stromversorgung: Batterien, Netzgerät optional
- Eichklasse: M_1
- Optional: Rollwagen seca 403 und seca 402, digitaler Messstab seca 234, analoger Messstab seca 232 n, Netzgerät, Tasche seca 428