

Säuglingswaage mit besonders großer Wiegemulde

seca
Präzision für die Gesundheit

seca 376

- + Wiegemulde mit hohen Seitenwänden für mehr Geborgenheit
- + Wiegen und Messen in einem Schritt dank optionalem Längenmessstab
- + Dreistufige Dämpfung zur schnellen Gewichtsermittlung
- + Große Mulde ermöglicht Wiegen von Kleinkindern im Sitzen



KS Medizintechnik
Telefon: 0800 - 10 10 871 seit 1921

HIER GÜNSTIG KAUFEN

www.ksmedizintechnik.de

Abbildung enthält optionalen Messstab seca 233.



Säuglingswaage mit besonders großer Wiegemulde



Wiegen und Messen in einem Schritt

Die Säuglingswaage seca 376 ist mit dem hochwertigen Aluminiummessstab seca 233 ausstattbar. Das Wiegen und Messen in einem Arbeitsschritt ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um Zeit zu sparen. Mit der dreistufig einstellbaren Dämpfung kann auch bei einem quirligen Baby schnell das Gewicht ermittelt werden, indem die Bewegungen herausgefiltert werden. Zudem kann das Baby die Waage verlassen, bevor der Wert notiert wurde, denn die HOLD-Funktion hält das Ergebnis fest.

Profiwaage für Anwender, Wohlfühlwaage für Babys

Das Verständnis von Babys für die notwendige Gewichtskontrolle hält sich oft in Grenzen. Gerade noch haben sie ruhig bei Mama oder Papa geschlafen und nun liegen sie hellwach, nackt und allein auf einer kalten Waagschale. Um dieses Szenario für die Kleinsten der Kleinen so angenehm wie möglich zu machen, hat die Babywaage seca 376 besonders hohe Seitenwände. Sie vermitteln Geborgenheit, bewahren vor dem Herausfallen und schaffen Begrenzung. Denn weite, offene Räume können auf Säuglinge beängstigend wirken.



Waage

Eichklasse	III
Tragkraft	20 kg
Teilung	5 g < 7,5 kg > 10 g
Maße (B x H x T)	620 x 190 x 358 mm
Maße Wiegefläche (B x H x T)	615 x 130 x 275 mm
Eigengewicht	3,7 kg
Stromversorgung	Batterien, Netzgerät (optional)
Funktionen	TARA, BMIF, RESET, HOLD, Auto-HOLD, Auto-Wägebereichsumschaltung, einstellbare Dämpfung, Abschaltautomatik
Zubehör	+ Rollwagen seca 403 und seca 402 + Messstab seca 233 + Netzgeräte 447 / 400

Die Details machen den Unterschied

Die seca 376 überzeugt mit vielen Details, die sie für den Einsatz im medizinischen Umfeld besonders geeignet machen. So besitzt die seca 376 gummierte Standfüße für eine rutschsichere Aufstellung. Die ergonomische Wiegemulde ist aus einem Guss ohne Vertiefungen oder Rillen und einfach zu desinfizieren. Das Display ist so positioniert, dass man es ablesen kann, ohne den Säugling aus dem Blick zu verlieren.

Messstab seca 233 (optional)

Messbereich	35 – 80 cm
Teilung	1 mm